

# Rodillera Rótula Cerrada Con Estabilizadores Laterales - 8104-9104



## RODILLERA RÓTULA CERRADA CON ESTABILIZADORES LATERALES

La «Rodillera Rótula Cerrada Con Estabilizadores Laterales» es una solución ortopédica de alta calidad diseñada para ofrecer soporte y estabilidad a aquellos que sufren de condiciones como luxación de rótula, irritaciones y sensaciones de inestabilidad. Fabricada con tejido de punto tridimensional, esta rodillera ajusta perfectamente proporcionando la compresión necesaria en las zonas afectadas.

#### **Beneficios Clave de Uso**

Esta rodillera cuenta con una almohadilla viscoelástica que controla el movimiento de la rótula y reduce desplazamientos laterales. Además, los estabilizadores laterales previenen el enrollamiento de la ortesis, permitiendo un control medio-lateral mejorado. Por lo tanto, es ideal para fases post-operatorias y post-traumáticas donde se requiere un apoyo extra.

#### Comodidad y Adaptabilidad

Es extremadamente cómoda, gracias a su tejido de punto suave y transpirable, especialmente en el área del hueco poplíteo. Mientras tanto, la almohadilla visco-elástica es más fina en la zona distal para no presionar el tendón rotuliano inflamado.





# TALLAS DISPONIBLES – Rodillera Rótula Cerrada Con Estabilizadores Laterales

Talla	Perímetro CM A	Perímetro CM B
1	38-41	28-31
2	41-44	31-34
3	44-47	34-37
4	47-50	37-40
5	50-53	40-43
6	53-56	43-46
7	56-59	46-49

## **Modelos y Colores Disponibles**

Esta rodillera está disponible en dos colores elegantes y neutros: Beige (modelo 8104) y Negro (modelo 9104), lo que permite elegir según las preferencias personales y estilo de vida. Además, su diseño discreto la hace adecuada para llevar debajo de la ropa sin llamar demasiado la atención.



Teléfono: +34 615 432 242 E-Mail: info@ortopediavalme.com