

# Rodillera Varo-valgo Para Gonartrosis - 6121D/6121I



### Características Únicas

La Rodillera Varo-valgo Para Gonartrosis de Orliman, modelo 6121D/6121I, es una innovación destacada en el cuidado ortopédico de la rodilla. Diseñada con un novedoso material tricapa elástico transpirable, esta rodillera asegura una comodidad superior y una adaptabilidad excepcional a la forma de tu rodilla. Su estructura se compone de microfibras, espuma de poliuretano y rizo de algodón, optimizando la dispersión del sudor y aumentando la elasticidad para un ajuste perfecto.

#### Funcionalidad Avanzada

Este producto cuenta con puntos de silicona internos para evitar desplazamientos, manteniendo la rodillera en su lugar durante todo el día. Presenta un rodete rotuliano y una articulación policéntrica con bolsa de aire condilar y sistema de inflado para una apertura efectiva del compartimento afectado por la gonartrosis. Además, incluye ballenas flexibles y cinchas contrapuestas que aseguran una presión equilibrada y un soporte fiable.

# Indicaciones y Beneficios

Indicada para la artrosis de los compartimentos medial o lateral de la rodilla, genu valgo o varo asociados a artrosis y lesiones meniscales, la **Rodillera Varo-valgo Para Gonartrosis** es esencial para la recuperación y el soporte diario. Proporciona una mejora significativa en la movilidad y





reduce el dolor, permitiendo a los usuarios retomar sus actividades con menos restricciones y mayor confianza.

## **Tallas y Ajuste**

Disponible en una amplia gama de tallas, desde la 1 hasta la 6, esta rodillera se ajusta a perímetros de rodilla de 32 cm a 49 cm, garantizando un ajuste perfecto para casi todos los usuarios. Escoge la opción correcta para la orientación de tu rodilla: modelo 6121D para la pierna derecha o 6121I para la pierna izquierda.

Características	Datos
Material	Tricapa elástico transpirable (Microfibras, PU,
	Algodón)
Puntos de Silicona	Interior para evitar migración
Rodete Rotuliano	Incluido
Articulación Policéntrica	Con bolsa de aire condilar y sistema de inflado
Cinchas	Femorales y tibiales para mejor ajuste
Tallas	1 a 6 (Perímetro en CM: 32-49)
Modelos	6121D (Derecha), 6121I (Izquierda)

Opta por la **Rodillera Varo-valgo Para Gonartrosis** de Orliman y experimenta una mejora notable en tu calidad de vida. Esta rodillera te ofrece soporte y comodidad, y también te ayuda a aliviar el dolor y aporta estabilidad.



Teléfono: +34 615 432 242 E-Mail: info@ortopediavalme.com