

Rollator con frenos por manetas ZEN SLIM - AD153



Rollator con frenos por manetas ZEN SLIM

Descubre la movilidad y comodidad que ofrece el **Rollator con frenos por manetas ZEN SLIM**, ideal para su uso tanto en interiores como en exteriores. Este rollator ultraligero y fácil de manejar es perfecto para quienes necesitan apoyo adicional al caminar.

Características destacadas

Este modelo está fabricado en aluminio, lo que garantiza su ligereza y resistencia, pesando solo 6 kg. Además, es extremadamente fácil de plegar, lo que facilita su almacenamiento y transporte. Su diseño super estrecho, de solo 56 cm de ancho, permite maniobrar fácilmente en espacios reducidos.

El asiento y los puños son regulables en altura, adaptándose a las necesidades de cada usuario, proporcionando una experiencia personalizada y cómoda. Además, su asiento ajustable en altura, que varía de 48 a 53 cm, es ideal para personas de baja estatura, asegurando una posición segura y confortable.

Tallas y medidas – Rollator con frenos por manetas ZEN SLIM

El **Rollator con frenos por manetas ZEN SLIM** cuenta con especificaciones que se adaptan a distintas necesidades:

Característica	Detalle
AD153	56 cm
De 80 a 96 cm	De 48 a 53 cm
61 cm	150 mm

Beneficios adicionales

Además de su diseño práctico y ligero, el **Rollator ZEN SLIM** ofrece seguridad y estabilidad, lo que es esencial para usuarios con movilidad reducida. Su capacidad para ajustarse a diferentes alturas permite que sea utilizado por una amplia gama de personas, maximizando su utilidad y adaptabilidad.

Esta herramienta no solo mejora la movilidad, sino que también contribuye a una mayor independencia en la vida diaria, permitiendo a los usuarios moverse libremente y con confianza, tanto en espacios interiores como exteriores.