

Scooter de 3R ECLIPSE PLUS - SP3-ECLIPSE+



Descubre la Movilidad Redefinida con el Scooter de 3R ECLIPSE PLUS

El **Scooter de 3R ECLIPSE PLUS** es la solución perfecta para quienes buscan independencia y movilidad. Su diseño compacto y las tres ruedas permiten una maniobrabilidad superior en espacios reducidos, mientras que su capacidad para desmontarse rápidamente lo convierte en el compañero ideal para viajes.

Beneficios que Aporta a la Salud

El uso del **Scooter de 3 ruedas ECLIPSE PLUS** fomenta una mayor actividad al aire libre, lo que contribuye significativamente a mejorar la salud cardiovascular y mental. Su diseño ergonómico ofrece un soporte adecuado para el cuerpo, reduciendo el riesgo de dolores por malas posturas y facilitando una movilidad segura y cómoda.

Indicaciones de Uso del Scooter de 3R ECLIPSE PLUS

Este scooter está especialmente indicado para personas con movilidad reducida, ya sea por edad, lesiones o enfermedades. Su diseño accesible y fácil manejo lo hacen ideal para una amplia variedad de patologías que limitan la movilidad.

Las patologías para las cuales el **Scooter de 3 ruedas ECLIPSE PLUS** es especialmente beneficioso incluyen, pero no se limitan a, artritis, osteoporosis, y condiciones neuromusculares. Su

uso puede ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por estas condiciones.

Especificaciones Técnicas

Características	Datos
Modelo	SP3-ECLIPSE+
Longitud Total	97 cm
Ancho Total	56 cm
Ancho Asiento	43 cm
Altura Libre	8 cm
Radio de Giro	88 cm
Pendiente Máxima	12º
Rueda Delantera/Traseras	190/215 mm
Potencia Motor	270W
Baterías	2 x 12v 21 Ah
Autonomía	22 Km
Velocidad	6,5 Km/h

Además, el **Scooter de 3 ruedas ECLIPSE PLUS** viene equipado con una mochila de gran capacidad y una práctica bolsa en el reposabrazos, ideal para llevar todos tus esenciales siempre contigo. ¡Descubre la libertad de moverte como nunca antes con el Scooter ECLIPSE PLUS!