

## Scooter de movilidad eléctrica Carpio -



### Scooter de movilidad eléctrica Carpio

Descubra la libertad y la comodidad con el **Scooter de movilidad eléctrica Carpio**, el compañero de movilidad ideal diseñado para mejorar su independencia. Equipado con características avanzadas y un diseño ergonómico, este scooter es perfecto tanto para uso en interiores como en exteriores.

### Características Destacadas

El **Scooter eléctrico Carpio** destaca por su motor potente de 24V 250W, que permite una velocidad máxima de 6 km/h. Además, su capacidad de inclinación de 15° facilita la superación de pequeños obstáculos. Su sistema de frenos magnéticos garantiza una parada segura y suave, mientras que la autonomía de hasta 25 km por carga lo hace ideal para trayectos prolongados.

### Tallas y medidas – Scooter de movilidad eléctrica Carpio

| Característica                                      | Detalle |
|-----------------------------------------------------|---------|
| 1080mm (L) x 500mm (W) x 900mm (H)                  | 40 kg   |
| Delantera y trasera de 8 pulgadas, neumático sólido | 1200 mm |
| Rotación de 360°, compacto y plegable (430x380 mm)  | 190 kg  |
| Motor:                                              | 250W    |

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| El voltaje nominal del motor:    | 24v 250W                       |
| Max. velocidad Reino Unido:      | 6 Km / h                       |
| Max. velocidad EUROPA:           | 6 Km / h                       |
| Autonomía                        | 25 km                          |
| Dimensiones:                     | 105 Largo / 50 Ancho / 90 Alto |
| Sistema de frenado:              | Freno magnético                |
| Tamaño de la rueda:              | 22 Cm.                         |
| Neumáticos:                      | Neumáticos sólido              |
| Batería:                         | 24V / 20Ah                     |
| Tipo de batería:                 | Batería ácido 20Ah*2           |
| Cargador de Batería              | Si, 2.0A 24V                   |
| Tiempo de carga:                 | 6-8 Horas                      |
| Peso del scooter:                | 40 Kg                          |
| Peso Máximo Pasajero:            | 190 Kg                         |
| Control Remoto                   | No                             |
| Suspensión                       | Si                             |
| Número de Ruedas                 | 4                              |
| Certificado                      | EU                             |
| Sistema de Luces / Intermitentes | Si / Si                        |
| Asiento Ajustable                | Si,                            |
| Pendiente y subidas              | 15º                            |

## Colores Disponibles

El **Scooter eléctrico Carpio** está disponible en una atractiva variedad de colores: Rojo, Azul, Verde, Gris Plata y Blanco. Estos colores no solo añaden un toque de estilo, sino que también permiten personalizar su scooter a su gusto.

Además, el diseño plegable y compacto del asiento facilita su almacenamiento y transporte, una característica esencial para usuarios activos. La robustez del **Scooter eléctrico Carpio**, combinada con su versatilidad y fácil manejo, lo convierte en la elección perfecta para aquellos que buscan movilidad sin renunciar a la independencia y el estilo.