

## Scooter de movilidad eléctrica Carpio -



### Scooter de movilidad eléctrica Carpio

Descubra la libertad y la comodidad con el **Scooter de movilidad eléctrica Carpio**, el compañero de movilidad ideal diseñado para mejorar su independencia. Equipado con características avanzadas y un diseño ergonómico, este scooter es perfecto tanto para uso en interiores como en exteriores.

### Características Destacadas

El **Scooter eléctrico Carpio** destaca por su motor potente de 24V 250W, que permite una velocidad máxima de 6 km/h. Además, su capacidad de inclinación de 15° facilita la superación de pequeños obstáculos. Su sistema de frenos magnéticos garantiza una parada segura y suave, mientras que la autonomía de hasta 25 km por carga lo hace ideal para trayectos prolongados.

### Tallas y medidas – Scooter de movilidad eléctrica Carpio

Característica	Detalle
1080mm (L) x 500mm (W) x 900mm (H)	40 kg
Delantera y trasera de 8 pulgadas, neumático sólido	1200 mm
Rotación de 360°, compacto y plegable (430x380 mm)	190 kg
Motor:	250W

El voltaje nominal del motor:	24v 250W
Max. velocidad Reino Unido:	6 Km / h
Max. velocidad EUROPA:	6 Km / h
Autonomía	25 km
Dimensiones:	105 Largo / 50 Ancho / 90 Alto
Sistema de frenado:	Freno magnético
Tamaño de la rueda:	22 Cm.
Neumáticos:	Neumáticos sólido
Batería:	24V / 20Ah
Tipo de batería:	Batería ácido 20Ah*2
Cargador de Batería	Si, 2.0A 24V
Tiempo de carga:	6-8 Horas
Peso del scooter:	40 Kg
Peso Máximo Pasajero:	190 Kg
Control Remoto	No
Suspensión	Si
Número de Ruedas	4
Certificado	EU
Sistema de Luces / Intermitentes	Si / Si
Asiento Ajustable	Si,
Pendiente y subidas	15°

## Colores Disponibles

El **Scooter eléctrico Carpio** está disponible en una atractiva variedad de colores: Rojo, Azul, Verde, Gris Plata y Blanco. Estos colores no solo añaden un toque de estilo, sino que también permiten personalizar su scooter a su gusto.

Además, el diseño plegable y compacto del asiento facilita su almacenamiento y transporte, una característica esencial para usuarios activos. La robustez del **Scooter eléctrico Carpio**, combinada con su versatilidad y fácil manejo, lo convierte en la elección perfecta para aquellos que buscan movilidad sin renunciar a la independencia y el estilo.