

Scooter de movilidad eléctrica Egeo -



Scooter de movilidad eléctrica Egeo

Explora la libertad y la comodidad con el **Scooter de movilidad eléctrica Egeo**, diseñado meticulosamente para mejorar la movilidad de personas con discapacidad o movilidad reducida.

Este scooter no solo proporciona una movilidad segura y confiable, sino que también ofrece una experiencia de conducción cómoda y fácil de manejar. Equipado con un sistema de frenos magnéticos de alta eficiencia, garantiza paradas suaves y seguras. Además, su capacidad de girar en espacios reducidos lo hace ideal para navegar por pasillos estrechos y esquinas complicadas.

Características y Beneficios

El **Scooter para discapacitados modelo Mate** está diseñado para brindar independencia, con una velocidad máxima de 6 km/h y una autonomía de hasta 35 km por carga, lo que te permite realizar tus actividades diarias sin preocupaciones. Su asiento giratorio y plegable facilita el acceso y la salida, mientras que la inclusión de una luz LED asegura visibilidad en condiciones de poca luz.

Especificaciones Técnicas – Scooter de movilidad eléctrica Egeo

Características	Detalle
Tamaño de rueda delantera	8 pulgadas
Tamaño de rueda trasera	9 pulgadas
Velocidad máxima	6 km/h

Grado de inclinación	15°
Motor	24V 250W
Sistema de frenos	Freno magnético
Radio de giro	1250 mm
Dimensiones totales (LxAxH)	1130x540x880 mm
Ancho total de la base	540 mm
Tipo de asiento	Rotación de 360°, compacto y plegable
Peso total	53 kg
Capacidad de la batería	20AH*2
Peso de la batería	13.5 kg
Cargador de batería externo	2.0A, 24V
Autonomía máxima por carga	25 km
Capacidad máxima de peso	190 kg
Colores disponibles	Rojo, Azul, Verde, Gris Plata, Blanco
Luz LED	SI

Colores Disponibles

Elige entre una variedad de colores elegantes: Azul, Rojo, Gris Plata, Negro y Verde. Cada opción está diseñada para combinar estilo y funcionalidad, haciendo que el **Scooter para discapacitados modelo Egeo** sea no solo práctico sino también estéticamente agradable.