

## Scooter desmontable de Aluminio con baterías de Litio LUMA - LUMA



### Explora Nuevos Horizontes con el Scooter Desmontable de Aluminio Luma con Baterías de Litio

El Scooter desmontable de Aluminio LUMA con baterías de Litio representa la vanguardia en movilidad personal. Diseñado para quienes buscan libertad y autonomía, este scooter combina tecnología avanzada y un diseño excepcionalmente ligero, lo que lo convierte en la opción ideal para desplazarse con estilo y eficiencia.

#### Portabilidad y Facilidad de Uso de la Scooter desmontable de Aluminio LUMA

El Scooter desmontable de Litio LUMA puede ser desmontado en cuatro partes rápidamente, siendo la parte más pesada de solo 9 kg. Esto facilita su transporte en el maletero de cualquier vehículo, permitiendo a los usuarios llevar su scooter a cualquier lugar sin complicaciones.

#### Conducción Cómoda y Segura

Equipado con suspensión en las cuatro ruedas y un asiento con reposabrazos, este scooter ofrece una experiencia de conducción placentera y cómoda porque permite maniobrar en espacios

reducidos y transitar por puertas estrechas, aumentando así la movilidad en entornos urbanos.

## Especificaciones Técnicas

Características	Datos
Modelo	SP5-ALU
Longitud total	105 cm
Ancho total	50 cm
Ancho asiento	43 cm
Altura libre	8 cm
Radio de giro	115 cm
Pendiente máxima	6°
Ruedas delantera/traseras	190 mm
Potencia motor	24v 200w
Batería	24v Litio 40Ah
Autonomía	40 km
Velocidad	7 Km/h

Experimenta una nueva forma de moverte con el  **Scooter desmontable de Litio LUMA**. Su combinación de ligereza, potencia y diseño inteligente te ofrece la independencia que necesitas para disfrutar de la vida al máximo. Prepárate para explorar más lugares y disfrutar de cada viaje con total comodidad y seguridad.