

Scooter eléctrico 4 ruedas Urban Libercar - URBAN



Explora la Movilidad Redefinida con el Scooter Eléctrico 4 Ruedas Urban

Descubre el **Scooter eléctrico 4 ruedas Urban**, un compendio de diseño deportivo compacto y funcionalidad avanzada, pensado para ofrecerte la máxima independencia y confort. Equipado con un motor de 250W y baterías de 24 Ah, promete rendimiento, y también garantiza seguridad y estilo en cada viaje.

Características Destacadas del Scooter Eléctrico 4 Ruedas Urban

Porque sabemos que la movilidad debe ser sinónimo de comodidad, el **Scooter 4 ruedas Urban** viene con ruedas neumáticas de 22 cm y una suspensión trasera doble ajustable, lo que te permite superar obstáculos con facilidad y mantener un viaje suave y placentero.

Seguridad y Tecnología de Vanguardia

Con luces e intermitentes LED, el **Scooter 4 ruedas Urban** asegura que serás visible en condiciones de poca luz, aumentando tu seguridad. Además, cuenta con un sistema de freno inteligente electromagnético que te proporciona un control total, deteniéndose automáticamente al soltar la palanca de aceleración.

Especificaciones Técnicas

Características	Datos
-----------------	-------

Longitud del scooter	111 cm / Ajustable bajo pedido (88-110 cm)
Anchura del scooter	51 cm / Con reposabrazos: 58 cm
Motor	250W
Baterías	2×24 Ah
Peso estructura base	44.5 kg
Peso total	53.5 kg
Velocidad máxima	8 km/h
Autonomía máxima	25 km
Pendiente máxima segura	12%
Diámetro de ruedas	22 cm
Tipo de cubiertas	Neumáticas/Macizas
Certificaciones	CE, ISO 9001, ISO 13485

El **Scooter 4 ruedas Urban** no solo es un medio de transporte; es una extensión de tu independencia y un reflejo de tu estilo de vida activo y moderno. ¡Experimenta la libertad de moverte con estilo y seguridad!