

Scooter eléctrico Biplaza Tajo - Tajo Biplaza



Explora la Libertad y Comodidad con el Scooter eléctrico Biplaza Tajo

Comprendemos que la movilidad es esencial para disfrutar de la vida, especialmente cuando se enfrentan desafíos físicos. Por eso, hemos diseñado el Scooter eléctrico Biplaza Tajo de movilidad reducida perfecto para quienes desean compartir sus viajes con un ser querido. Su potente motor y amplia autonomía te permitirán recorrer distancias más largas sin preocupaciones, porque sabemos que la independencia es crucial.

Características Destacadas

Este modelo no solo te ofrece la libertad de moverte, sino que también garantiza un viaje seguro y confortable. Con una velocidad máxima de 15 km/h y capacidad para dos personas, es ideal para disfrutar de la compañía mientras exploras tu entorno. Además, está equipado con tecnología moderna como bluetooth, USB, y altavoces incorporados, lo que te permite disfrutar de tus playlists favoritas durante el paseo.

Especificaciones Técnicas

Está diseñado para ofrecer máximo confort y seguridad. Cuenta con asientos ajustables y giratorios, respaldo reclinable, y suficiente potencia para garantizar que tus desplazamientos sean suaves y placenteros.

Características	Datos
Marca	ApoloMobility
Modelo	Tajo Biplaza
Motor	MTM-950W
Capacidad Máxima de Carga	228 kg
Velocidad Máxima	15 km/h
Autonomía Máxima de Conducción	Hasta 50 km
Batería	75 Ah
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	1950 mm x 686 mm x 1300 mm
Peso (con baterías)	145 kg
Accesorios	Bluetooth, USB, altavoces, luces LED

Beneficios de Elegir el Scooter eléctrico Biplaza Tajo

Optar por nuestro Scooter eléctrico Biplaza Tajo significa elegir una vida más activa y placentera. Es perfecto para aquellos que desean mantener su independencia y movilidad sin sacrificar la seguridad ni el confort. Además, nuestro equipo de servicio técnico está siempre disponible para asegurar que tu experiencia sea impecable y libre de preocupaciones.

Disponibilidad y Personalización

El Scooter Biplaza está disponible en diversos colores, lo que te permite personalizar tu scooter según tus preferencias. Contacta con nosotros para más detalles y descubre cómo este scooter puede transformar tu movilidad y calidad de vida.