

Scooter eléctrico CN210 Mobility - CN-210



Explora Nuevas Aventuras con el Scooter Eléctrico CN210 Mobility

El **Scooter eléctrico CN210 Mobility** redefine la movilidad con una combinación perfecta de tecnología avanzada y diseño confortable. Ideal para aquellos que desean mantener un estilo de vida activo, este scooter no solo ofrece independencia, sino que también asegura un viaje seguro y placentero.

Comodidad y Ajuste Personalizado

El asiento de 43 cm del **Scooter eléctrico CN210 Mobility** garantiza confort incluso durante trayectos largos, porque su diseño ergonómico se complementa con la capacidad de girar y abatirse. Además, los reposabrazos ajustables y el ángulo de dirección personalizable mejoran la accesibilidad y la ergonomía.

Seguridad y Tecnología de Vanguardia

Equipado con suspensiones delanteras y traseras, el scooter ofrece un manejo suave y estable, incluso en superficies irregulares. Las luces LED delanteras y los espejos retrovisores incrementan la visibilidad y seguridad durante el viaje. Además, el puerto USB permite mantener tus dispositivos cargados en todo momento.

Especificaciones Técnicas del

Scooter Eléctrico CN210 Mobility

Característica	Datos
Asiento	43 cm, giratorio y abatible
Ajuste del Ángulo de Dirección	Sí
Reposabrazos	Ajustable en ancho
Espejos retrovisores	Incluidos
Conectividad	Toma de corriente, Puerto USB
Iluminación	Juego luces LED delanteras
Suspensiones	Delanteras y traseras
Batería	12V 2x22Ah
Motor	350W
Velocidad Máxima	10 Km/h
Autonomía	>34 Km
Carga Máxima	158 Kg

Accesorios Compatibles

Personaliza tu experiencia con una variedad de accesorios diseñados para el **Scooter CN210 Mobility**. Desde soportes para muletas hasta cestas de almacenamiento, cada accesorio está diseñado para aumentar la funcionalidad y comodidad.

El **Scooter CN210 Mobility** es la elección perfecta para aquellos que buscan una solución de movilidad segura, cómoda y eficiente. Su diseño intuitivo y características avanzadas proporcionan una experiencia de conducción excepcional, permitiendo explorar el mundo con confianza y estilo.