

Scooter eléctrico CN220 Mobility - CN-220



Explora la Movilidad Redefinida con el Scooter Eléctrico CN220 Mobility

Descubre el **Scooter eléctrico CN220 Mobility**, una solución innovadora de Moretti Ibérica que combina diseño avanzado y tecnología de punta para ofrecerte la mejor experiencia en movilidad. Ideal para aquellos que valoran la independencia y buscan una opción confiable para desplazarse con facilidad y confort.

Comodidad y Adaptabilidad Superior

El **Scooter eléctrico CN220 Mobility** está equipado con un asiento L 46 x P 41 cm, ajustable en múltiples direcciones: giro, inclinación y profundidad. Además, cuenta con ajustes personalizables para el ángulo de dirección y el ancho de los reposabrazos, asegurando una adaptación perfecta a tus necesidades.

Seguridad y Tecnología de Vanguardia

Este scooter no solo te brinda comodidad, sino que también garantiza tu seguridad con sus espejos retrovisores, un sistema de luces LED delanteras y traseras, y un freno electromecánico altamente eficiente. Además, integra un selector de modo de conducción y una toma de corriente con puerto USB, perfecto para mantener tus dispositivos cargados en todo momento.

Especificaciones Técnicas del Scooter Eléctrico CN220 Mobility

Características	Datos
Fabricante	Moretti España
Código	CN220
Ancho total	62 cm
Largo total	140 cm
Autonomía Máxima	34 km
Potencia motor	600 W
Velocidad Máxima	10 km/h
Tipo de batería	Gel/AGM
Pendiente Máxima	12º/21%
Peso máximo de usuario (Kg)	158
Altura libre al suelo	13 cm
Batería	12V 50 Ah
Radio de giro	140 cm
Ancho asiento	46 cm
Fondo asiento	41 cm
Alto total	129,5-134 cm
Luces	Sí
Intermitentes	Sí
Amortiguación	Sí
Número de ruedas	4 ruedas

Accesorios Disponibles para una Experiencia Personalizada

Personaliza tu **Scooter eléctrico CN220** con una amplia gama de accesorios como soportes para muletilas, muletas, bombonas de oxígeno, andadores, así como cestas traseras y delanteras para incrementar su funcionalidad y comodidad.

Conclusión

El Scooter eléctrico CN220 de Moretti Ibérica es más que un simple medio de transporte; es un aliado en tu día a día que te ofrece libertad, seguridad y comodidad. Es la elección perfecta para mejorar tu movilidad y calidad de vida. No esperes más para experimentar la movilidad del futuro, hoy.