

Scooter eléctrico CN230 Mobility - CN-230



Descubre el Scooter Eléctrico CN230 Mobility: Tu Compañero Ideal de Movilidad

El **Scooter eléctrico CN230 Mobility** se ha diseñado pensando en tu comodidad, seguridad y autonomía. Con características avanzadas como su sistema de iluminación LED, asiento ergonómico y motor potente, este scooter se presenta como la solución perfecta para mejorar tu movilidad diaria.

Comodidad y Ajustes Personalizables

El asiento del **Scooter eléctrico CN230 Mobility** se puede ajustar en profundidad y altura, y además es giratorio con reposabrazos abatibles para facilitar las transferencias. Ajusta también el ángulo del manillar, los espejos retrovisores y el reposacabezas para adaptarlo a tus necesidades y preferencias, garantizando un viaje confortable y a tu medida.

Tecnología y Seguridad Avanzadas

Este scooter no solo te ofrece comodidad, sino que también está equipado con tecnología de punta para asegurar tu seguridad. Cuenta con un sistema de amortiguación en las cuatro ruedas, iluminación LED delantera y trasera, e intermitentes para señalar tus movimientos. Además, los espejos retrovisores y un tablero de control intuitivo mejoran aún más tu experiencia de conducción.

Especificaciones Técnicas del Scooter Eléctrico CN230 Mobility

Características	Datos
Medidas del asiento	44 x 44 cm
Ancho del respaldo	47 cm
Altura del respaldo	70 – 75 cm
Altura desde el suelo	13 cm
Altura del sillón	47 cm
Longitud total	129,5 cm
Ancho total	62,5 cm
Altura total	131 – 136,5 cm
Ruedas	Neumáticas 33×9,5 cm
Pendiente recomendada	12° / 21%
Obstáculo máximo	12 cm (aprox.)
Motor	800W (4 polos)
Tipo de cargador	8 Amp, 220V 50Hz
Controlador	PG S-120A
Batería	12V 2x50Ah
Freno	Electromecánico y de estacionamiento
Autonomía	36 km
Peso máximo usuario	158 kg
Velocidad máxima	13 km/h
Color	Marrón brillante

Conectividad y Extras

Además, el **Scooter eléctrico CN230** incluye un puerto USB para que nunca te quedes sin batería en tus dispositivos móviles durante tus salidas. Este pequeño detalle marca una gran diferencia en la comodidad.