

Scooter eléctrico CN240 Mobility - CN-240



Explora la Libertad con el Scooter Eléctrico CN240 Mobility

El **Scooter eléctrico CN240 Mobility** es tu compañero ideal para una movilidad sin límites, ofreciéndote la libertad de moverte con estilo y confort.

Diseñado pensando en tus necesidades, este scooter no solo se destaca por su llamativo color azul y su robustez, sino también por su funcionalidad adaptada a una vida activa y dinámica.

Comodidad y Adaptabilidad Superior

El **Scooter eléctrico CN240 Mobility** viene equipado con un asiento ajustable en profundidad y giratorio, facilitando el acceso y la salida del vehículo. Los reposabrazos son elevables y ajustables en anchura y altura, asegurando una experiencia de conducción y descanso personalizada y cómoda. Además, el ángulo del mástil de control, los espejos retrovisores y el reposacabezas son completamente regulables, adaptándose a tus preferencias y necesidades.

Alta Performance y Seguridad

Potenciado por un motor de 1100W, el **Scooter eléctrico CN240 Mobility** te de hasta 49 km, permitiéndote explorar más sin preocupaciones.

Con una capacidad para subir pendientes y superar obstáculos fácilmente. Este scooter está equipado con ruedas neumáticas de 33×10 cm que minimizan los impactos del camino.

La seguridad es primordial, por lo que incluye un sistema de iluminación LED delantero y trasero, intermitentes y un robusto sistema de frenos electromecánicos y de estacionamiento.

Especificaciones Técnicas

Características	Datos
Medidas del asiento (cm)	46 x 46
Ancho del respaldo (cm)	49
Altura del respaldo (cm)	71 – 76
Altura desde el suelo (cm)	19
Altura del sillón (cm)	52
Longitud total (cm)	147
Ancho total (cm)	70
Altura total (cm)	141.5 – 147
Ruedas	Neumáticas 33×10 cm
Pendiente recomendada (° / %)	12° / 21%
Obstáculo máximo (cm)	12 (aprox.)
Motor	1100W (4 polos)
Tipo de cargador	8 Amp, 220V 50Hz
Controlador	PG S-140A
Batería	12V 2x75Ah
Freno	Electromecánico y de estacionamiento
Autonomía (km)	49
Peso máximo usuario (kg)	180
Velocidad máxima (km/h)	15
Color	Azul brillante