

Scooter eléctrico CN240 Mobility - CN-240



Explora la Libertad con el Scooter Eléctrico CN240 Mobility

El **Scooter eléctrico CN240 Mobility** es tu compañero ideal para una movilidad sin límites, ofreciéndote la libertad de moverte con estilo y confort.

Diseñado pensando en tus necesidades, este scooter no solo se destaca por su llamativo color azul y su robustez, sino también por su funcionalidad adaptada a una vida activa y dinámica.

Comodidad y Adaptabilidad Superior

El **Scooter eléctrico CN240 Mobility** viene equipado con un asiento ajustable en profundidad y giratorio, facilitando el acceso y la salida del vehículo. Los reposabrazos son elevables y ajustables en anchura y altura, asegurando una experiencia de conducción y descanso personalizada y cómoda. Además, el ángulo del mástil de control, los espejos retrovisores y el reposacabezas son completamente regulables, adaptándose a tus preferencias y necesidades.

Alta Performance y Seguridad

Potenciado por un motor de 1100W, el **Scooter eléctrico CN240 Mobility** te permite de hasta 49 km, permitiéndote explorar más sin preocupaciones.

Con una capacidad para subir pendientes y superar obstáculos fácilmente. Este scooter está equipado con ruedas neumáticas de 33x10 cm que minimizan los impactos del camino.

La seguridad es primordial, por lo que incluye un sistema de iluminación LED delantero y trasero, intermitentes y un robusto sistema de frenos electromecánicos y de estacionamiento.

Especificaciones Técnicas

Características	Datos
Medidas del asiento (cm)	46 x 46
Ancho del respaldo (cm)	49
Altura del respaldo (cm)	71 – 76
Altura desde el suelo (cm)	19
Altura del sillón (cm)	52
Longitud total (cm)	147
Ancho total (cm)	70
Altura total (cm)	141.5 – 147
Ruedas	Neumáticas 33x10 cm
Pendiente recomendada (° / %)	12° / 21%
Obstáculo máximo (cm)	12 (aprox.)
Motor	1100W (4 polos)
Tipo de cargador	8 Amp, 220V 50Hz
Controlador	PG S-140A
Batería	12V 2x75Ah
Freno	Electromecánico y de estacionamiento
Autonomía (km)	49
Peso máximo usuario (kg)	180
Velocidad máxima (km/h)	15
Color	Azul brillante