

Scooter eléctrico CN250 Mobility - CN-250



Explora la Libertad de Movimiento con el Scooter Eléctrico CN250 Mobility

Descubre el **Scooter eléctrico CN250 Mobility**, diseñado meticulosamente para ofrecerte independencia, comodidad y seguridad. Este scooter avanzado no solo te permite moverte libremente sino que también asegura una experiencia de conducción suave y placentera.

Comodidad y Ajuste Personalizado

El **Scooter eléctrico CN250 Mobility** se destaca por su asiento ergonómico de 46 cm de ancho y largo, que proporciona un confort superior durante la conducción. Además, cuenta con múltiples ajustes: inclinación y ancho de los reposabrazos, ángulo de dirección, y la profundidad del asiento giratorio y abatible.

Tecnología y Seguridad Integradas

Equipado con un tablero moderno que incluye una pantalla LCD y espejos retrovisores, este scooter te mantiene seguro y bien informado. La selección de modo de conducción, el puerto USB y la toma de corriente mejoran aún más tu experiencia al volante.

Iluminación y Visibilidad

Para asegurar tu visibilidad, el **Scooter CN250 Mobility** está equipado con un sistema completo de luces LED delanteras y traseras, incluyendo indicadores de dirección que garantizan que seas visto

en cualquier condición de luz.

Especificaciones Técnicas y Accesorios

Característica	Datos
Dimensiones del Asiento	L 46 x P 46 cm
Batería	12V 2x100Ah
Potencia del Motor	1650W
Velocidad Máxima	15 Km/h
Autonomía	>45 Km
Carga Máxima	203 Kg
Radio de Giro	175 cm
Pendiente Máxima Estimada	12 /21%
Obstáculo Máximo	12 cm
Tipo de Cargador	8 Amp, Off board, 220V 50Hz
Controller	PG S-200A
Sistema de Frenos	Electromecánico y de estacionamiento

El **Scooter eléctrico CN250 Mobility** también ofrece una variedad de accesorios y repuestos que se pueden adquirir por separado, como soportes para muletilas, bombona de oxígeno, maletero trasero, fundas protectoras y más, todos diseñados para mejorar tu experiencia y adaptarse a tus necesidades específicas.

Adopta hoy el **Scooter CN250 Mobility** y transforma tu movilidad diaria con tecnología de punta, seguridad y comodidad excepcionales. ¡Es hora de moverte con estilo y confianza!