

Scooter eléctrico CN260 Mobility - CN-260



Explora la Libertad con el Scooter eléctrico CN260 Mobility

Descubre cómo el **Scooter eléctrico CN260 Mobility** redefine la movilidad personal, ofreciendo una combinación perfecta de tecnología avanzada, comodidad excepcional y diseño innovador. Perfecto para quienes buscan una solución de transporte autónomo y eficiente.

Comodidad y Ajustabilidad Superior

El asiento del **Scooter eléctrico CN260 Mobility** no solo es espacioso (46 x 46 cm), sino que también incluye ajustes de profundidad y posición. Además, cuenta con ajustes en el ángulo de dirección y en los reposabrazos, tanto en ancho como en inclinación, garantizando un viaje placentero y ergonómico.

Avanzadas Características Tecnológicas

Equipado con un tablero intuitivo con pantalla LCD, espejos retrovisores, selector de modo de conducción, puerto USB y toma de corriente, este scooter está diseñado para mantenerlo conectado y en control.

Seguridad y Visibilidad Mejoradas

Porque tu seguridad es primordial, el **Scooter CN260 Mobility** incluye un sistema de luces LED tanto delanteras como traseras, con indicadores de dirección y una capota desmontable que ofrece

protección contra los elementos sin sacrificar la visibilidad.

Especificaciones Técnicas del Scooter eléctrico CN260 Mobility

Características	Datos
Batería	12V 2x120Ah
Motor	1650W, 4 polos
Velocidad máxima	15 Km/h
Autonomía	>54 Km
Carga máxima	203 Kg
Radio de giro	166 cm
Pendiente máxima	12/21%
Obstáculo máximo	12 cm
Tipo Cargador	8 Amp, Off board, 220V 50Hz
Freno	Electromecánico y de estacionamiento

Accesorios y Personalización

Personaliza tu experiencia añadiendo accesorios compatibles como soportes para muletas, oxígeno, andador y más. Cada elemento está diseñado para hacer tu vida más fácil y tu movilidad más cómoda.

Con el **Scooter CN260 Mobility**, disfruta de una independencia sin igual, seguridad avanzada y un confort personalizado. Es la opción ideal para aquellos que valoran su movilidad y calidad de vida.