

## Scooter eléctrico compacto Lucas -



### Scooter de movilidad eléctrica modelo LUCAS

El Scooter eléctrico compacto Lucas es la solución perfecta para quienes buscan movilidad y comodidad en un solo dispositivo. Diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo, este scooter combina tecnología avanzada con un diseño ergonómico. Además, es ideal para personas que necesitan desplazarse con facilidad, ya sea en interiores o exteriores. Con su sistema de frenos magnéticos y su velocidad máxima de 6 km/h, garantiza seguridad y eficiencia en cada trayecto.

### Características principales

El Scooter eléctrico compacto Lucas destaca por su versatilidad y funcionalidad. Cuenta con un asiento giratorio de 360° y es completamente plegable, lo que facilita su almacenamiento y transporte. Su motor de 24V 250W proporciona un rendimiento constante, mientras que su batería de ácido de 12AH\*2 ofrece una autonomía de hasta 20 km por carga. Además, incluye luces LED para mayor visibilidad y seguridad durante la noche.

### Tallas y medidas – Scooter eléctrico compacto Lucas

Este scooter está diseñado para adaptarse a diferentes necesidades. Sus dimensiones totales son 1020 mm de largo, 522 mm de ancho y 860 mm de alto. El ancho total de la base es de 500 mm, y su peso es de 40 kg, lo que lo hace fácil de manejar. El radio de giro de 1200 mm permite una maniobrabilidad excepcional, incluso en espacios reducidos. Su capacidad máxima de peso es de 190 kg, lo que lo convierte en una opción robusta y confiable.

## Colores y accesorios

El Scooter eléctrico compacto Lucas está disponible en una variedad de colores, incluyendo azul, rojo, gris plata, negro y verde. Cada modelo incluye un cargador original 2.0A de 24V para garantizar una carga rápida y segura. Además, su diseño compacto lo convierte en un accesorio imprescindible para quienes valoran la comodidad y la portabilidad.

| Características            | Detalles                                                        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tipo de rueda              | Rueda delantera de 8», rueda trasera de 8» con neumático sólido |
| Velocidad máxima           | 6.0 km/h                                                        |
| Grado de inclinación       | 15°                                                             |
| Sistema de frenos          | Freno magnético                                                 |
| Motor                      | 24V 250W                                                        |
| Radio de giro              | 1200 mm                                                         |
| Longitud total             | 1050 mm                                                         |
| Ancho total de la base     | 500 mm                                                          |
| Peso                       | 40 kg                                                           |
| Tipo de asiento            | Rotación de 360°, compacto (430×380 mm)                         |
| Capacidad de la batería    | Batería de ácido 12AH*2                                         |
| Peso de la batería         | 13.5 kg                                                         |
| Autonomía máxima por carga | 20 km                                                           |
| Cargador de batería        | Cargador original 2.0A, 24V                                     |
| Luz LED                    | Sí, con luz LED                                                 |
| Capacidad máxima de peso   | 190 kg                                                          |