

Scooter eléctrico compacto Madagascar | TotalCare - MADAGASKAR



Scooter Eléctrico Grande y Fijo Madagascar

Scooter eléctrico compacto Madagascar destaca por su diseño elegante y su excepcional rendimiento. Equipado con un potente motor de 500W y cuatro baterías de gel de 20 Ah, este scooter ofrece una autonomía de entre 25 y 30 km y una velocidad máxima de 15 km/h. Su sistema de amortiguación en las cuatro ruedas garantiza una conducción suave y confortable.

Pantalla y Entretenimiento

Dispone de una innovadora pantalla táctil de 7 pulgadas que muestra información esencial como la velocidad, capacidad de la batería y trayecto recorrido. Además, su sistema de altavoces integrados permite disfrutar de música mediante conectividad bluetooth y radio.

Iluminación y Asientos

Viene equipado con un completo sistema de luces LED y un asiento acolchado regulable en profundidad con respaldo reclinable, proporcionando una experiencia de conducción segura y cómoda en cualquier momento del día.

Especificaciones Técnicas del Scooter eléctrico compacto Madagascar

- **Dimensiones:** 63 cm de ancho, 136 cm de profundidad, 150 cm de alto.
- **Motor:** 500W.
- **Velocidad Máxima:** 15 km/h.
- **Batería:** Cuatro baterías de gel de 20 Ah.
- **Autonomía:** 25 – 30 km.

- **Peso soportado:** Hasta 120 kg.

Características Adicionales

El **Scooter eléctrico compacto Madagaskar | TotalCare** también incluye características como un mando de control remoto bluetooth, un sistema antirrobo con alarma, toma de carga USB, amplias amortiguaciones en las 4 ruedas, un parachoques robusto y resistente, y un panel de control intuitivo y fácil de usar.

Accesorios y Comodidades del Scooter eléctrico compacto de TotalCare

Este scooter no solo está diseñado para impresionar sino también para la máxima comodidad del usuario, ofreciendo reposabrazos ajustables, diversos compartimentos para almacenamiento y un sistema de asiento y respaldo ajustables para adaptarse a todas sus necesidades.

Documentación

Se incluyen documentos importantes como el manual de usuario y la ficha técnica del producto para asegurar que todos los usuarios puedan entender y aprovechar al máximo las capacidades del scooter Madagaskar.

Ficha Técnica Detallada

Característica	Detalle
Ancho total	63 cm
Profundidad total	136 cm
Alto total	150 cm
Alto del asiento al suelo	65 cm
Peso total	90 kg
Peso máximo soportado	120 kg
Motor	500 W
Batería	4x20 Ah (gel)
Autonomía	25 – 30 km
Velocidad máxima	15 km/h
Cargador externo	20 Ah

«`