

Scooter eléctrico compacto PEGASUS - SG8



Explora Nuevos Horizontes con el Scooter eléctrico compacto PEGASUS

El Scooter eléctrico compacto PEGASUS redefine la movilidad personal con su excepcional potencia y confort.

Diseñado para llevar a cabo desplazamientos largos con facilidad, este scooter alcanza una velocidad máxima de 15 Km/h, está equipado con características que garantizan seguridad y comodidad en cada viaje.

Beneficios que aporta a la Salud

Gracias a su diseño ergonómico y fácil adaptabilidad, el Scooter es ideal para usuarios que requieren asistencia para mejorar su movilidad.

Con asiento giratorio y con el ajuste del manillar contribuyen al bienestar durante su uso, reduciendo el estrés físico y promoviendo una postura saludable.

Indicaciones de Uso

Este scooter está especialmente indicado para personas con movilidad reducida y es una solución práctica y segura para sus desplazamientos urbanos y rurales.

Su robustez y características de seguridad lo hacen adecuado para diferentes tipos de patologías que afectan la movilidad.

Especificaciones Técnicas del Scooter eléctrico compacto PEGASUS

Características	Datos
Modelo	SG8 PEGASUS
Longitud total	140 cm
Ancho total	60 cm
Ancho asiento	46 cm
Altura libre	15 cm
Radio de giro	185 cm
Pendiente máxima	15°
Ruedas delanteras/traseras	12" (305 mm)
Potencia motor	24V 800W
Baterías	2x 12V 55Ah
Autonomía	45 Km
Velocidad	15 Km/h

Con su equipamiento de serie y opciones de personalización, el Scooter de Altas Prestaciones PEGASUS es la elección perfecta para quienes valoran la independencia y el estilo de vida activo. ¡Descubre nuevas posibilidades en cada viaje!