

Scooter eléctrico con suspensión GOGO-LX - SP14



Explora la Libertad con el Scooter eléctrico con suspensión GOGO-LX

Descubre el nuevo modelo de el Scooter eléctrico con suspensión GOGO-LX que redefine la comodidad en movilidad gracias a su suspensión independiente en cada rueda y dimensiones compactas. Este scooter no solo es ideal para uso continuado y rendimiento óptimo en exteriores, sino que también incluye características de seguridad como luces LED delanteras. Su capacidad de desmontarse fácilmente con una sola mano lo convierte en el compañero de viaje perfecto, cabiendo en la mayoría de los maleteros de coches.

Beneficios que aporta a la Salud

El Scooter eléctrico con suspensión GOGO-LX está diseñado para mejorar significativamente tu movilidad y autonomía, reduciendo la dependencia de asistencia física y mejorando tu calidad de vida. Su asiento giratorio y regulable en altura asegura una postura adecuada, previniendo lesiones y dolores asociados con una postura incorrecta.

Indicaciones de Uso

Este scooter está especialmente indicado para personas con movilidad reducida, facilitando el desplazamiento tanto en interiores como exteriores. Es una herramienta esencial para quienes enfrentan desafíos diarios debido a condiciones como artritis, lesiones temporales o permanentes y otras limitaciones físicas.

El Scooter con suspensión GOGO-LX es particularmente beneficioso para personas con problemas de movilidad o patologías que limitan su capacidad de caminar largas distancias sin asistencia.

Características	Datos
Modelo	SP14
Longitud total	104 cm
Ancho total	52 cm
Ancho asiento	43 cm
Altura libre	6 cm
Radio de giro	116 cm
Pendiente máxima	6º
Ruedas delanteras/traseras	180/200 mm
Potencia motor	270 W
Baterías	2x12V 18Ah
Autonomía	21 Km
Velocidad	7 Km/h

Además, el Scooter con suspensión GOGO-LX es fácilmente transportable y su estilo elegante está complementado por características lujosas que garantizan una experiencia de uso excepcional. ¡Redescubre tu movilidad y autonomía con este innovador scooter!