

Scooter eléctrico desmontable Eclipse - SP22-ECLIPSE



Descubre el Scooter Eléctrico Desmontable Eclipse: Compacto y Versátil

El Scooter eléctrico desmontable Eclipse redefine la movilidad con su diseño compacto y prestaciones avanzadas. Ideal tanto para interiores como exteriores, este scooter ofrece una excepcional maniobrabilidad y estabilidad, gracias a sus dimensiones reducidas de solo 99 cm de longitud total.

Facilidad de Transporte y Almacenamiento

Una de las características más destacadas del Scooter eléctrico desmontable Eclipse es su sistema de desmontaje rápido. Se descompone fácilmente en cuatro partes en pocos segundos, lo que permite transportarlo en cualquier vehículo sin esfuerzo. Este diseño innovador lo convierte en el compañero ideal para aquellos que buscan independencia y movilidad sin complicaciones.

Personalización y Estilo

El Scooter desmontable Eclipse viene equipado con dos kits de colores intercambiables, verde y

gris plata, que se pueden alternar fácil y rápidamente. Esta opción permite personalizar el scooter según las preferencias del usuario o la ocasión, añadiendo un toque personal a cada viaje.

Características Clave del Scooter Eléctrico Desmontable Eclipse

Con potentes baterías de 21Ah extraíbles, el scooter garantiza una autonomía de hasta 22 km, permitiendo cargarlas tanto dentro del scooter como fuera de él. Además, su velocidad máxima de 6,5 Km/h asegura un desplazamiento seguro y eficiente.

Características	Datos
Longitud Total	99 cm
Ancho Total	56 cm
Ancho Asiento	43 cm
Altura Libre	8 cm
Radio de Giro	115 cm
Pendiente Máxima	12º
Ruedas Delanteras/Traseras	190/215 mm
Potencia Motor	270W
Baterías	2 x 12V 21Ah
Autonomía	22 Km
Velocidad	6,5 Km/h

Accesorios Compatibles

Además del Scooter desmontable Eclipse, ofrecemos accesorios como el porta bastones/muletas doble, compatible con la mayoría de los scooters, que facilita aún más la vida diaria de nuestros usuarios.

El Scooter desmontable Eclipse es más que un medio de transporte; es una solución que promueve la independencia, la personalización y la comodidad en cada viaje. Descubre cómo puede transformar tu movilidad diaria.