

Scooter eléctrico desmontable I-Nano de Wellell - Bonsai



El Scooter Eléctrico Desmontable – I-Nano de Wellell es una solución moderna y eficiente para quienes necesitan movilidad flexible. Este scooter, diseñado tanto para interiores como exteriores, se desmonta en 4 piezas, facilitando su transporte. Con un peso total de 42.5 kg y un diseño ergonómico, proporciona comodidad y estabilidad en trayectos urbanos o de larga distancia.

Su velocidad máxima de 8 km/h y autonomía de hasta 15 km lo hacen perfecto para el uso diario. Además, el Scooter Eléctrico Desmontable – I-Nano incluye reposabrazos abatibles, luz LED delantera para mayor seguridad, y ruedas antivuelco, lo que garantiza una experiencia de conducción suave y segura en cualquier situación.

Editar	Características	Detalles
	Dimensiones	99 x 63.5 cm (largo x ancho)
	Peso máximo soportado	130 kg
	Peso total con baterías	42.5 kg
	Peso de la pieza más pesada	16 kg
	Velocidad máxima	8 km/h
	Autonomía	Hasta 15 km
	Baterías	Extraíbles
	Iluminación	Luz LED delantera
	Ruedas	Antivuelco

Beneficios Destacados:

- **Portabilidad y comodidad:** Desmontaje rápido en 4 piezas, ideal para transporte.
- **Seguridad:** Ruedas antivuelco y luz LED para mayor visibilidad.
- **Maniobrabilidad:** Diseño compacto para espacios reducidos.