

## Scooter eléctrico desmontable I-Nano de Wellell - Bonsai



El Scooter Eléctrico Desmontable – I-Nano de Wellell es una solución moderna y eficiente para quienes necesitan movilidad flexible. Este scooter, diseñado tanto para interiores como exteriores, se desmonta en 4 piezas, facilitando su transporte. Con un peso total de 42.5 kg y un diseño ergonómico, proporciona comodidad y estabilidad en trayectos urbanos o de larga distancia.

Su velocidad máxima de 8 km/h y autonomía de hasta 15 km lo hacen perfecto para el uso diario. Además, el Scooter Eléctrico Desmontable – I-Nano incluye reposabrazos abatibles, luz LED delantera para mayor seguridad, y ruedas antivuelco, lo que garantiza una experiencia de conducción suave y segura en cualquier situación.

| Editar | Características             | Detalles                     |
|--------|-----------------------------|------------------------------|
|        | Dimensiones                 | 99 x 63.5 cm (largo x ancho) |
|        | Peso máximo soportado       | 130 kg                       |
|        | Peso total con baterías     | 42.5 kg                      |
|        | Peso de la pieza más pesada | 16 kg                        |
|        | Velocidad máxima            | 8 km/h                       |
|        | Autonomía                   | Hasta 15 km                  |
|        | Baterías                    | Extraíbles                   |
|        | Iluminación                 | Luz LED delantera            |
|        | Ruedas                      | Antivuelco                   |

### Beneficios Destacados:

- **Portabilidad y comodidad:** Desmontaje rápido en 4 piezas, ideal para transporte.
- **Seguridad:** Ruedas antivuelco y luz LED para mayor visibilidad.
- **Maniobrabilidad:** Diseño compacto para espacios reducidos.