

Scooter eléctrico Libra Burdeos - MA-00562/07-BR



Scooter eléctrico Libra Burdeos

El **Scooter eléctrico Libra Burdeos** es una solución ideal para quienes buscan independencia y comodidad en su movilidad diaria. Diseñado pensando en la seguridad y el confort, este scooter es perfecto para personas con movilidad reducida.

Características y ventajas

- **Batería de larga duración:** Equipado con dos baterías de gel 12V 36Ah, ofrece una autonomía de hasta 45 km, permitiendo recorridos extensos sin preocupaciones.
- **Confort superior:** Con reposacabezas, respaldo ajustable y asiento acolchado, garantiza una experiencia de uso muy cómoda. Además, los reposabrazos son abatibles y ajustables.
- **Seguridad garantizada:** Cuenta con freno electromecánico y parachoques en ambos extremos, ofreciendo protección en todo momento. Las ruedas neumáticas añaden estabilidad y seguridad al superar obstáculos.
- **Práctico y funcional:** Su diseño incluye una canastilla frontal para que puedas llevar tus objetos personales de manera segura y fácilmente accesible.

Tallas y medidas | Scooter eléctrico Libra Burdeos

Característica	Medida
Longitud total	128 cm

Ancho total	61 cm
Altura total	111 cm
Peso con baterías	87.9 kg
Peso máximo soportado	135 kg

Accesorios y opciones

Además, el **Scooter para movilidad reducida Libra Burdeos** ofrece la posibilidad de añadir uno o dos espejos retrovisores para mejorar la visibilidad y seguridad. Contacta con nuestro servicio de atención al cliente para más detalles.

«`