

## Scooter eléctrico Miño Sport - Miño Sport



### Presentamos el Scooter Eléctrico Miño Sport

El **Scooter eléctrico Miño Sport** redefine la movilidad con su diseño compacto y capacidad de desmontaje completo. Es ideal para usuarios con movilidad reducida o cualquier otra discapacidad, permitiendo una fácil transportación a múltiples destinos como una segunda residencia, la playa, y más.

### Estabilidad y Potencia en un Diseño Compacto

A pesar de ser un modelo compacto y fácilmente transportable, el **Scooter eléctrico Miño Sport** no compromete su estabilidad. Diseñado para soportar hasta 136 Kg, cuenta con un chasis robusto y un potente motor de 300 W acompañado de una batería de 20 Amperios, garantizando un rendimiento excepcional comparable a scooters de mayor tamaño.

### Conducción Intuitiva y Segura

Conducir el Miño Sport es fácil y seguro. Simplemente activa la llave de contacto, presiona la palanca de marcha y el scooter se moverá suavemente. Para detenerse, basta con soltar la palanca, activando así su sistema de frenado electromagnético. Además, incluye luces delanteras para una visibilidad óptima durante la noche.

### Comodidad y Funcionalidad

Este modelo viene equipado con un asiento con amortiguación en el eje y es regulable en altura y profundidad, proporcionando una experiencia de conducción cómoda y personalizada. Además, su columna de dirección ajustable y las características adicionales como cesta portaobjetos y ruedas antivuelco, hacen del Miño Sport una opción excelente tanto en funcionalidad como en confort.

## Especificaciones Técnicas

Características	Datos
Marca	ApoloMobility
Modelo	Miño Sport
Motor	300 W
Dimensiones (L x W x H)	1040 mm x 490 mm x 920 mm
Peso sin baterías	41,9 kg
Peso con baterías	51,9 kg
Tamaño ruedas delanteras	215 mm
Tamaño ruedas traseras	235 mm
Tipo cubiertas	Solidas amortiguadas
Velocidad máxima	6,8 km/h
Radio de giro	1100 mm
Ángulo pendiente máxima	12°
Capacidad de la batería	20 ah (opcional 24 ah)
Cargador	2 Amp (opcional 3 Amp)
Autonomía máxima	18 km
Capacidad máxima de carga	136 kg
Disponible en diferentes colores	SI (consultar)

## Opciones y Accesorios

El **Scooter eléctrico Miño Sport** está disponible en varios colores y con opciones de batería y cargador mejorados, permitiéndote personalizar según tus necesidades y preferencias.

Descubre la libertad y la comodidad con el scooter Miño Sport, una solución perfecta para mantener tu independencia y movilidad. ¡Explora sin límites