

Scooter eléctrico Nalón Sport - Nalón Sport



Descubre el Scooter Eléctrico Nalón Sport

El **Scooter eléctrico Nalón Sport** es sinónimo de innovación y comodidad en el mundo de los scooters de movilidad. Diseñado para ofrecer una experiencia superior, este modelo no solo te permite disfrutar de una conducción suave y segura, sino que también viene equipado con tecnología de vanguardia para garantizar que cada viaje sea una aventura placentera.

Tecnología y Confort

Amortiguación Especializada

El sistema de amortiguación del **Scooter eléctrico Nalón Sport** está diseñado para superar cualquier obstáculo urbano. Con 4 amortiguadores regulables, este scooter asegura un paseo tranquilo y confortable, incluso en caminos irregulares y baches.

Potencia y Autonomía

Equipado con un motor de 450W y una batería de 36 Ah, el Nalón Sport ofrece hasta 40 km de autonomía, lo que lo convierte en la opción perfecta para tus desplazamientos urbanos. Además, su tamaño compacto permite el acceso a la mayoría de ascensores, facilitando así su almacenamiento y transporte.

Tecnología Avanzada

Disfruta de la comodidad de una pantalla LCD que incluye cuenta kilómetros, velocímetro digital y conectividad Bluetooth. Escucha tu música favorita o usa el manos libres mientras conduces, todo a través de una interfaz fácil de usar y extremadamente útil.

Seguridad y Adaptabilidad

Sistema de Freno y Señalización LED

Para garantizar tu seguridad, el Nalón Sport está equipado con un sistema de freno electromagnético y luces e intermitentes LED en la parte delantera y trasera. Estas características aseguran que seas visible en todo momento, especialmente durante la noche.

Asiento Ajustable y Ergonómico

El asiento tipo «Capitán» no solo es cómodo, sino también completamente ajustable. Puedes modificar la altura, la anchura y la profundidad a tu gusto, y gracias a su capacidad de girar 360 grados, el acceso y la salida de tu scooter nunca han sido tan fáciles.

Especificaciones Técnicas Detalladas

Características	Datos
Marca	ApoloMobility
Modelo	Nalón Sport
Motor	450W
Controlador	90A
Velocidad máxima	10 km/h
Autonomía máxima de conducción	35 km
Capacidad de la batería	36 ah
Asiento regulable en altura	Sí
Luces LED delanteras y traseras	Sí
Bluetooth integrado	Sí
Toma de USB	Sí
Autonomía	Hasta 40 km
Peso con baterías	102 kg
Capacidad de Carga	160 kg
Dimensiones (LxAxH)	1195 x 637 x 1195 mm
Tipo de Cubiertas	Neumáticas + Cámara
Iluminación	LED delanteras y traseras

Con el **Scooter eléctrico Nalón Sport**, cada viaje es una nueva oportunidad para disfrutar de la movilidad con estilo, seguridad y comodidad. Perfecto para cualquier usuario que valore la independencia y la funcionalidad en su scooter de movilidad.