

## Scooter eléctrico Piscis Azul - MA-00562/06-AZ



### Scooter eléctrico Piscis Azul

El **Scooter eléctrico Piscis Azul** es la solución ideal para aquellos que buscan independencia y movilidad. Con sus características avanzadas, ofrece una experiencia de conducción segura y cómoda, tanto en interiores como en exteriores.

### Características principales

- **Autonomía y potencia:** Equipado con dos baterías de gel de 36Ah, este scooter tiene una autonomía de hasta 45 km, lo que le permite cubrir distancias largas sin preocupaciones.
- **Confort superior:** Cuenta con un asiento acolchado, ajustable y giratorio, respaldo plegable y reposabrazos abatibles, que aseguran una comodidad óptima durante el uso prolongado.
- **Maniobrabilidad y seguridad:** Su diseño compacto y ligero facilita la maniobrabilidad en espacios reducidos, mientras que las ruedas neumáticas traseras antivuelco y un robusto chasis garantizan la seguridad del usuario.
- **Facilidad de uso:** El sistema de conducción es ambidiestro y se adapta a las necesidades del usuario, haciendo de este scooter una opción ideal tanto para diestros como para zurdos.

### Tallas y medidas – Scooter eléctrico Piscis Azul

Característica	Datos
116 cm	58 cm

95 cm	4 cm
67,5 kg	135 kg

## Accesorios y opciones

Este modelo viene equipado con una cesta frontal para que puedas llevar tus pertenencias de manera segura y práctica mientras te desplazas. Además, gracias a su sistema de plegado, es fácil de almacenar y transportar, lo que lo convierte en el compañero de viaje perfecto.

En resumen, el **Scooter eléctrico Piscis Azul** no solo ofrece movilidad, sino que también garantiza seguridad y confort, haciendo que cada viaje sea una experiencia placentera y libre de estrés. Ideal para personas con movilidad reducida, este scooter cambiará la forma en la que interactúas con tu entorno.