

Scooter eléctrico Piscis Burdeos - MA-00562/06-BD



Scooter eléctrico Piscis Burdeos

Descubre la libertad de movimiento con el **Scooter eléctrico Piscis Burdeos**, tu mejor aliado para una movilidad sin límites. Este scooter no solo te ofrece independencia, sino que también asegura un viaje seguro y cómodo, tanto en interiores como en exteriores.

Características destacadas

Ligero y resistente: Con un peso total de 67.5 kg, incluidas las baterías, este scooter es fácil de manejar sin sacrificar durabilidad. Soporta hasta 135 kg, garantizando seguridad y estabilidad en cada viaje.

Autonomía impresionante: Gracias a sus potentes baterías de gel 12V 36Ah, ofrece una autonomía de hasta 45 km, permitiéndote explorar y moverte sin preocupaciones.

Confort superior: Equipado con un asiento acolchado, respaldo plegable y reposabrazos ajustables, cada viaje se convierte en una experiencia cómoda y personalizada.

Seguridad avanzada: Incluye ruedas neumáticas traseras antivuelco y un chasis reforzado, que proporcionan una conducción segura y suave, junto con luces de freno y delanteras para mayor visibilidad.

Tallas y medidas – Scooter eléctrico Piscis Burdeos

116 cm	58 cm	95 cm
4 cm	67.5 kg	135 kg

Accesorios y Opciones

Cesta de almacenamiento: Incluye una práctica cesta frontal para que puedas llevar tus pertenencias de manera segura y accesible mientras te desplazas.

Control adaptable: Su sistema de conducción es ambidiestro, lo que permite ajustarlo fácilmente a las preferencias del usuario, aumentando la ergonomía y la facilidad de uso.

El **Scooter para movilidad reducida Piscis Burdeos** no solo mejora tu movilidad, sino que también te permite mantener tu independencia y continuar con tu estilo de vida activo. Perfecto para aquellos que valoran la comodidad, la seguridad y la eficiencia en un solo dispositivo.