

Scooter eléctrico plegable Argos - Argos



Explora la Libertad con el Scooter eléctrico plegable Argos

¿Estás buscando una solución de movilidad que combine comodidad, seguridad y libertad? El Scooter eléctrico plegable Argos es tu mejor opción. Diseñado para personas con movilidad reducida, este scooter es perfecto para desplazarte de manera independiente y segura en cualquier entorno.

Características Clave del scooter Argos

El Scooter Argos ofrece un plegado fácil y rápido, lo que lo convierte en el compañero ideal para viajes en coche, barco o avión. Con un potente motor de 250W y una autonomía de hasta 22 km por carga, este scooter te llevará donde necesites sin depender de nadie.

Especificaciones Técnicas del Scooter eléctrico plegable Argos

Características	Datos
Marca	ApoloMobility
Modelo	Argos
Tipo de Plegado	Manual
Dimensiones Plegado (cm)	40 x 54 x 77
Dimensiones Desplegado (cm)	95 x 54 x 77
Peso (sin baterías)	23 kg
Peso (con baterías)	26.5 kg

Tamaño de Rueda Delantera	203 mm (8?)
Tamaño de Ruedas Traseras	230 mm
Tipo de Rueda Delantera	Sólida amortiguada
Tipo de Ruedas Traseras	Neumáticas con cámara
Potencia del Motor	250W
Capacidad de Batería	24V / 12Ah
Tiempo de Carga	4 horas
Autonomía Máxima	22 km
Capacidad Máxima de Carga	100 kg
Velocidad Máxima	8 km/h
Ángulo de Pendiente Máximo	12º
Distancia al Suelo	85 mm
Velocidad Ajustable	Sí
Batería Extraíble	Sí
Columna de Dirección Regulable	Sí
Indicador de Nivel de Baterías	Sí
Disponible en Diferentes Colores	Sí (consultar)