

Scooter eléctrico plegable CITY - TTX-2W



Explora la Ciudad con el Scooter eléctrico Plegable CITY TTX-2W

Descubre la libertad de moverte con estilo y eficiencia gracias al **Scooter eléctrico plegable CITY**. Diseñado para ofrecer una experiencia de conducción intuitiva y maniobrable, este scooter compacto y ligero es tu compañero ideal para mantener un estilo de vida independiente. Su sistema de plegado fácil te permite transportarlo en el maletero de cualquier vehículo, facilitando su almacenamiento y transporte.

Beneficios que aporta a la Salud

El uso del **Scooter eléctrico plegable CITY** contribuye significativamente a la mejora de tu bienestar. Proporciona una opción de movilidad segura para personas con dificultades de desplazamiento, reduciendo el riesgo de caídas y fomentando una mayor autonomía personal.

Indicaciones de Uso de la Scooter eléctrico plegable CITY

El **Scooter plegable CITY TTX-2W** está especialmente indicado para personas que buscan mantener su independencia movilizándose de manera efectiva y segura. Es ideal para el desplazamiento en interiores y exteriores, adaptándose perfectamente a diferentes entornos urbanos.

Este scooter es especialmente beneficioso para personas con limitaciones de movilidad

moderadas, quienes requieren asistencia para desplazarse largas distancias o para aquellas que desean evitar el cansancio excesivo.

Características Clave

Características	Datos
Modelo	TTX-2W
Longitud total	98 cm
Ancho total	55 cm
Ancho asiento	43 cm
Altura libre	7 cm
Radio de giro	150 cm
Pendiente máxima	12°
Ruedas delanteras/traseras	200 mm/180 mm
Potencia motor	2 x 250W
Batería	LITIO 36V15.6Ah
Autonomía	Hasta 30 Km
Velocidad	3 modos 6/10/15 Km/h

Con el **Scooter plegable CITY TTX-2W**, cada viaje se convierte en una oportunidad para disfrutar de la vida con mayor plenitud y libertad. ¡Explora tu mundo con confianza y comodidad!