

## Scooter eléctrico plegable CITY - TTX-2W



### Explora la Ciudad con el Scooter eléctrico Plegable CITY TTX-2W

Descubre la libertad de moverte con estilo y eficiencia gracias al **Scooter eléctrico plegable CITY**. Diseñado para ofrecer una experiencia de conducción intuitiva y maniobrable, este scooter compacto y ligero es tu compañero ideal para mantener un estilo de vida independiente. Su sistema de plegado fácil te permite transportarlo en el maletero de cualquier vehículo, facilitando su almacenamiento y transporte.

### Beneficios que aporta a la Salud

El uso del **Scooter eléctrico plegable CITY** contribuye significativamente a la mejora de tu bienestar. Proporciona una opción de movilidad segura para personas con dificultades de desplazamiento, reduciendo el riesgo de caídas y fomentando una mayor autonomía personal.

### Indicaciones de Uso de la Scooter eléctrico plegable CITY

El **Scooter plegable CITY TTX-2W** está especialmente indicado para personas que buscan mantener su independencia movilizándose de manera efectiva y segura. Es ideal para el desplazamiento en interiores y exteriores, adaptándose perfectamente a diferentes entornos urbanos.

Este scooter es especialmente beneficioso para personas con limitaciones de movilidad

moderadas, quienes requieren asistencia para desplazarse largas distancias o para aquellas que desean evitar el cansancio excesivo.

## Características Clave

| Características            | Datos                |
|----------------------------|----------------------|
| Modelo                     | TTX-2W               |
| Longitud total             | 98 cm                |
| Ancho total                | 55 cm                |
| Ancho asiento              | 43 cm                |
| Altura libre               | 7 cm                 |
| Radio de giro              | 150 cm               |
| Pendiente máxima           | 12°                  |
| Ruedas delanteras/traseras | 200 mm/180 mm        |
| Potencia motor             | 2 x 250W             |
| Batería                    | LITIO 36V15.6Ah      |
| Autonomía                  | Hasta 30 Km          |
| Velocidad                  | 3 modos 6/10/15 Km/h |

Con el **Scooter plegable CITY TTX-2W**, cada viaje se convierte en una oportunidad para disfrutar de la vida con mayor plenitud y libertad. ¡Explora tu mundo con confianza y comodidad!