

Scooter eléctrico plegable I-Brio Plus Wellell - i-Brio Plus



Scooter Eléctrico Plegable I-Brio Plus

La **Scooter eléctrico plegable I-Brio Plus** es la solución de movilidad ideal que combina funcionalidad, comodidad y diseño. Este modelo avanzado se pliega rápidamente con solo presionar el pedal rojo, lo que la hace perfecta para llevarla a cualquier lugar sin complicaciones.

Características Destacadas

- **Plegado Instantáneo:** Activa el mecanismo de plegado con un simple toque en su pedal rojo.
- **Cómoda:** Equipada con reposabrazos ajustables en altura y anchura, además de ruedas neumáticas que absorben las irregularidades del terreno y facilitan la superación de obstáculos como bordillos.
- **Compacta:** Su tamaño es ideal para manejar en espacios reducidos con una longitud desplegada de 96 cm y plegada de 50 cm. Además, requiere solo 104 cm para girar completamente.
- **Segura:** Incorpora ruedas antivuelco y una llave de seguridad en la batería. Su luz frontal LED aumenta la visibilidad en condiciones de baja luz.
- **Fácil de Transportar:** Su diseño incluye un asiento extraíble y cuatro ruedas que permiten moverla como un trolley una vez plegada, optimizando la portabilidad.
- **Ligera:** Con un peso total de solo 34 kg gracias a su batería de litio, facilitando su manejo y transporte.

Accesorios Disponibles

- Bolsa de transporte: 04060639
- Cesta inferior: 04060673
- Cesta delantera: 04061138
- Portabastones Smart: 04061135

- Portabastones giratorio: 04061151
- Cargador USB: 04060771
- Sujeta vasos: 04061456
- Mochila: 04061564

Especificaciones Técnicas – Scooter eléctrico plegable I-Brio Plus

Característica	Detalle
Dimensiones (largo x ancho x alto):	96 x 53 x 87-100 cm
Dimensiones con apoyabrazos:	96 x 55,5-58 x 87-100 cm
Peso máximo soportado:	115 kg
Peso con baterías:	34 kg
Peso sin baterías:	31 kg
Velocidad máxima:	6,5 km/h
Pendiente máxima:	100 kg hasta 3º
Radio de giro:	90 cm
Tipo de motor:	270 W, Motor 4 polos
Ruedas delanteras:	20 x 5 cm. Neumáticas
Ruedas traseras:	23 x 6,5 cm. Neumáticas
Baterías:	De litio 25.2V 10,05 Ah x 1 unidad
Cargador:	2 A, externo, 110/240 Volt
Certificados:	Marcado CE, REACH, RoHS

Garantía

- Bastidor: 2 años
- Baterías: 6 meses