

# Scooter eléctrico plegable I-Brio Plus Wellell - i-Brio Plus



### Scooter Eléctrico Plegable I-Brio Plus

La **Scooter eléctrico plegable I-Brio Plus** es la solución de movilidad ideal que combina funcionalidad, comodidad y diseño. Este modelo avanzado se pliega rápidamente con solo presionar el pedal rojo, lo que la hace perfecta para llevarla a cualquier lugar sin complicaciones.

#### Características Destacadas

- Plegado Instantáneo: Activa el mecanismo de plegado con un simple toque en su pedal rojo.
- Cómoda: Equipada con reposabrazos ajustables en altura y anchura, además de ruedas neumáticas que absorben las irregularidades del terreno y facilitan la superación de obstáculos como bordillos.
- Compacta: Su tamaño es ideal para manejar en espacios reducidos con una longitud desplegada de 96 cm y plegada de 50 cm. Además, requiere solo 104 cm para girar completamente.
- **Segura:** Incorpora ruedas antivuelco y una llave de seguridad en la batería. Su luz frontal LED aumenta la visibilidad en condiciones de baja luz.
- **Fácil de Transportar:** Su diseño incluye un asiento extraíble y cuatro ruedas que permiten moverla como un trolley una vez plegada, optimizando la portabilidad.
- Ligera: Con un peso total de solo 34 kg gracias a su batería de litio, facilitando su manejo y transporte.

## **Accesorios Disponibles**

• Bolsa de transporte: 04060639

Cesta inferior: 04060673Cesta delantera: 04061138

Portabastones Smart: 04061135



Teléfono: +34 615 432 242 E-Mail: info@ortopediavalme.com



• Portabastones giratorio: 04061151

Cargador USB: 04060771Sujeta vasos: 04061456Mochila: 04061564

# Especificaciones Técnicas – Scooter eléctrico plegable I-Brio Plus

Característica	Detalle
Dimensiones (largo x ancho x alto):	96 x 53 x 87-100 cm
Dimensiones con apoyabrazos:	96 x 55,5-58 x 87-100 cm
Peso máximo soportado:	115 kg
Peso con baterías:	34 kg
Peso sin baterías:	31 kg
Velocidad máxima:	6,5 km/h
Pendiente máxima:	100 kg hasta 3°
Radio de giro:	90 cm
Tipo de motor:	270 W, Motor 4 polos
Ruedas delanteras:	20 x 5 cm. Neumáticas
Ruedas traseras:	23 x 6,5 cm. Neumáticas
Baterías:	De litio 25.2V 10,05 Ah x 1 unidad
Cargador:	2 A, externo, 110/240 Volt
Certificados:	Marcado CE, REACH, RoHS

#### Garantía

Bastidor: 2 añosBaterías: 6 meses



Teléfono: +34 615 432 242 E-Mail: info@ortopediavalme.com