

Scooter eléctrico plegable Tormes - Tormes



Explora la Ciudad con Comodidad: Scooter eléctrico plegable Tormes

El Scooter eléctrico plegable Tormes representa una revolución en la movilidad urbana, especialmente diseñado para aquellos que valoran la independencia y la comodidad. Este vehículo no solo te permite desplazarte con facilidad, sino que también es extremadamente cómodo y seguro, gracias a sus avanzadas características tecnológicas y diseño ergonómico.

Características Destacadas

El Scooter Tormes se destaca por su capacidad para plegarse automáticamente con solo presionar un botón del mando a distancia. Su diseño compacto facilita su transporte y almacenamiento en espacios reducidos, lo que lo hace ideal para llevar en el coche. Además, con una velocidad máxima de 8 Km/h y una autonomía de hasta 16 km, este scooter es perfecto para recorridos urbanos diarios.

Seguridad y Confort al Conducir

La seguridad y el confort son prioritarios. Equipado el Scooter eléctrico plegable Tormes con ruedas sólidas amortiguadas y sin riesgo de pinchazos, así como un sistema de estabilidad avanzado que absorbe las irregularidades del terreno, este scooter garantiza un viaje suave y seguro. Además, el manillar ajustable y el asiento ergonómico aseguran que cada viaje sea una experiencia cómoda, adaptándose a las necesidades específicas de cada usuario.

Especificaciones Técnicas del Scooter eléctrico plegable Tormes

Características	Datos
Marca	ApoloMobility
Modelo	Tormes
Velocidad Máxima	8 Km/h
Autonomía	16 Km
Carga Máxima Usuario	120 Kg
Dimensiones Desplegado	1020 mm x 510 mm x 920 mm
Dimensiones Plegado	450 mm x 510 mm x 730 mm
Peso con Baterías	32 Kg
Potencia del Motor	250 W
Batería	24 V / 10 Ah
Tiempo de Carga	4-6 horas
Plegado Automático	Sí (mando a distancia)
Ángulo Pendiente Máximo	12°
Distancia al Suelo	57 mm
Velocidad Ajustable	Sí
Colores Disponibles	Consultar

Valora tu Independencia con el Scooter Tormes

Opta por el scooter eléctrico Tormes y disfruta de una movilidad sin límites. Su diseño práctico y seguro, combinado con la última tecnología en movilidad eléctrica, te proporcionará la libertad de moverte por la ciudad de manera eficiente y confortable. ¡Es la elección perfecta para aquellos que buscan mantener su independencia y estilo de vida activo!