

Scooter eléctrico robusto Tajo -



Descubre la Libertad de Movimiento con el Scooter eléctrico robusto Tajo

El Scooter eléctrico robusto Tajo es una solución revolucionaria para personas mayores o con discapacidad que desean mantener su independencia. Diseñado meticulosamente para ofrecer confort, seguridad y rendimiento superior, este scooter es ideal tanto para interiores como para exteriores gracias a su robusta suspensión y neumáticos preparados para todo tipo de terrenos.

Comodidad y Ajuste Personalizado

El asiento modelo “Capitán” del Scooter eléctrico robusto Tajo eleva el estándar de comodidad en scooters de movilidad. Ajustable en altura, anchura y profundidad, y con capacidad para girar 360 grados, este asiento garantiza una adaptación perfecta al cuerpo del usuario. Además, tanto el respaldo como los reposabrazos y reposacabezas son reclinables y ajustables, asegurando un soporte óptimo en cada viaje.

Tecnología y Seguridad Integradas

Con un motor de 700W, el Scooter Tajo alcanza una velocidad máxima de 15 km/h y ofrece una autonomía de hasta 50 kilómetros gracias a sus potentes baterías de 55Ah. Además, cuenta con un sistema de freno electromagnético y luces LED delanteras y traseras, que proporcionan una conducción segura incluso durante la noche. La integración de tecnología Bluetooth, altavoces y puerto USB, convierte cada viaje en una experiencia agradable y conectada.

Especificaciones Técnicas Scooter eléctrico robusto Tajo

Características	Datos
Marca	ApoloMobility
Modelo	Tajo
Motor	MTM-700W
Controlador	PG S-Drive 140A
Dimensiones	1445 mm x 686 mm x 1300 mm
Peso (Sin baterías)	105 kg
Peso (Con baterías)	135 kg
Tamaño de las ruedas	330 mm
Tipo cubiertas	Neumáticas + Cámara
Suspensión	En las 4 ruedas
Velocidad máxima	15 km/h
Autonomía máxima	50 km
Capacidad máxima de carga	228 kg
Características adicionales	Bluetooth, LED, USB, ajustes personalizables

El scooter Tajo no solo mejora la movilidad sino que también enriquece la calidad de vida de sus usuarios. Con opciones de personalización y un diseño pensado para la accesibilidad, este scooter es la elección perfecta para aquellos que valoran la independencia y el confort en su vida diaria.