

## Scooter eléctrico Virgo Azul - MA-00562/05-AZ



### Scooter eléctrico Virgo Azul

Descubre la libertad de movimiento con el **Scooter eléctrico Virgo Azul**, diseñado especialmente para brindar autonomía y seguridad a personas con movilidad reducida. Este scooter compacto y desmontable es tu compañero ideal para recorrer hasta 10 km con una sola carga, gracias a su potente batería de 12Ah y motor de 250W.

### Características destacadas

El **Scooter para personas con capacidad reducida Virgo Azul** destaca por su diseño ligero y su capacidad para desmontarse en tres partes fáciles de manejar. Además, su sistema de conducción ambidiestro se adapta tanto a zurdos como a diestros, asegurando una experiencia cómoda y segura.

### Tallas y medidas – Scooter eléctrico Virgo Azul

100 cm	112 cm
51 cm	89 cm
40 kg	115 kg

### Accesorios y opciones

Este modelo viene equipado con una cesta delantera para que puedas llevar tus objetos personales sin esfuerzo. Los reposabrazos son ajustables y abatibles, ofreciendo así mayor comodidad y adaptabilidad. Por otro lado, cuenta con reflectores traseros que aumentan la visibilidad en condiciones de poca luz.

Con su diseño enfocado en la seguridad, el **Scooter para ancianos Virgo Azul** incluye ruedas macizas a prueba de pinchazos y un sistema de freno electromagnético que actúa automáticamente al soltar el acelerador, previniendo accidentes inesperados.

Si buscas una solución eficiente y cómoda para mejorar tu movilidad, el **Scooter para movilidad reducida Virgo Azul** es sin duda una excelente opción. Ofrece una combinación perfecta de diseño práctico, seguridad avanzada y manejo intuitivo, ideal para el día a día.