

Scooter eléctrico Virgo Rojo - MA-00562/06-GR



Scooter eléctrico Virgo Rojo

Descubre la libertad y autonomía que ofrece el **Scooter eléctrico Virgo Rojo**, diseñado especialmente para facilitar la movilidad a personas con capacidades reducidas. Este scooter no solo es práctico sino también seguro y fácil de manejar, lo que lo convierte en el aliado perfecto para tus desplazamientos diarios.

Características Principales

- **Batería de larga duración:** Equipado con dos baterías de gel de 12V y 12Ah, este scooter ofrece una autonomía de hasta 10 km, permitiéndote realizar tus recorridos sin preocupaciones.
- **Compacto y desmontable:** Su diseño permite que sea desmontado en tres partes fáciles de manejar, facilitando su transporte y almacenamiento.
- **Conducción segura:** Con ruedas macizas y un sistema de freno electromagnético, proporciona una conducción estable y segura en todo momento.
- **Confort en el asiento:** El asiento giratorio y ajustable, junto con los reposabrazos abatibles, aseguran una experiencia cómoda durante el uso.

Especificaciones Técnicas

Características	Detalle
250W, 4700 rpm	6.4 km/h

Hasta 10 km	115 kg
40 kg (incluyendo baterías)	100 cm de largo x 52 cm de ancho
Gel 12V 12Ah (recargable y extraíble)	Recomendado 8 horas

Tallas y Medidas – Scooter eléctrico Virgo Rojo

Este modelo cuenta con un asiento ajustable a 3 alturas diferentes y reposabrazos que se pueden ajustar en anchura e inclinación, adaptándose fácilmente a las necesidades de cada usuario.

El **Scooter eléctrico Virgo Rojo** es la solución ideal para aquellos que buscan independencia en sus movimientos diarios, ofreciendo un equilibrio perfecto entre funcionalidad, comodidad y estilo. Además, su diseño compacto y la opción de desmontarlo facilitan su transporte y almacenaje en cualquier lugar. No dejes que nada te detenga y elige el **Scooter para discapacitados Virgo Rojo** para moverte con libertad y seguridad.