

Scooter lux ECLIPSE PLUS - SP2-ECLIPSE+



Explora la Movilidad con Estilo: Scooter lux ECLIPSE PLUS

El **Scooter lux ECLIPSE PLUS** redefine la experiencia de movilidad con su diseño elegante y características de avanzada. Perfecto para aquellos que valoran la independencia y el confort, este scooter combina funcionalidad y estilo en un paquete compacto y eficiente.

Características Innovadoras

Con una longitud total de solo 99 cm y un ancho de 56 cm, el **Scooter lux ECLIPSE PLUS** es sumamente manejable y estable, adecuado tanto para interiores como exteriores. Su sistema de desmontaje rápido permite descomponerlo en cuatro partes fácilmente, facilitando su transporte en cualquier vehículo.

Comodidad y Accesibilidad

El asiento giratorio y el manillar ergonómico DELTA mejoran la accesibilidad y proporcionan una experiencia de conducción excepcionalmente cómoda. Además, está equipado con una mochila de gran capacidad y una bolsa extraíble con asa, ideal para llevar objetos personales de manera segura y práctica.

Seguridad y Visibilidad

El potente foco delantero LED del **Scooter lux ECLIPSE PLUS** asegura visibilidad en cualquier momento, permitiendo desplazamientos seguros a cualquier hora del día.

Beneficios que aporta a la Salud

Este scooter no solo mejora la movilidad sino también contribuye significativamente al bienestar general. Facilita el desplazamiento sin esfuerzo físico, lo que es especialmente beneficioso para individuos con condiciones que limitan su movilidad.

Indicaciones de Uso

El **Scooter** está indicado para diversas patologías que limitan la movilidad, ofreciendo una solución eficaz y cómoda para mejorar la calidad de vida.

Este scooter es especialmente útil para personas con condiciones como artritis, lesiones de pierna o pie, y cualquier otra patología que dificulte la movilidad.

Especificaciones Técnicas

Características	Datos
Modelo	SP2-ECLIPSE+
Longitud total	99 cm
Ancho total	56 cm
Ancho asiento	43 cm
Altura libre	8 cm
Radio de giro	115 cm
Pendiente máxima	12°
Ruedas delanteras/traseras	190/215 mm
Potencia motor	270w
Baterías	2 x 12v 21Ah
Autonomía	22 Km
Velocidad	6,5 Km/h

Descubre una nueva forma de moverte con el **lux ECLIPSE PLUS**, tu compañero ideal para una vida activa y autónoma.