

## Scooter movilidad eléctrica Ebro -



### Scooter movilidad eléctrica Ebro

El **Scooter movilidad eléctrica Ebro** es un vehículo diseñado para ofrecer la máxima libertad y autonomía a personas con movilidad reducida. Este modelo se destaca por su tecnología avanzada y características que garantizan seguridad, comodidad y una operación sencilla. Es ideal para cualquier adulto, especialmente aquellos con discapacidades significativas o mayores con movilidad limitada.

### Características destacadas –

#### Scooter movilidad eléctrica Ebro

El modelo Ebro cuenta con un motor de 700W, proporcionando una potencia suficiente para alcanzar los 15 km/h y superar pendientes de hasta 15°. Además, su autonomía de hasta 50 km por carga asegura desplazamientos prolongados sin preocupaciones. Por otro lado, la suspensión independiente en cada rueda mejora significativamente la estabilidad y la seguridad mientras conduces.

#### Confort y adaptabilidad

La comodidad es prioritaria en el diseño del Ebro. Este scooter ofrece un asiento giratorio de 360°, ajustable en altura y profundidad, y un respaldo reclinable. Además, los reposabrazos y la columna

de dirección son ajustables, adaptándose a las necesidades específicas de cada usuario. Todo esto, combinado con su facilidad de manejo, hace que este modelo sea excepcionalmente versátil y cómodo.

## Especificaciones técnicas

Característica	Detalle
Marca	ApoloMobility
Modelo	Ebro
Motor	700W
Velocidad máxima	15 km/h
Autonomía máxima	50 km
Batería	55AH
Peso sin baterías	105 kg
Peso con baterías	135 kg
Capacidad máxima de carga	228 kg
Luces	LED, delanteras y traseras
Toma USB	Sí
Colores disponibles	Sí, varios (consultar)

Por lo tanto, el  **Scooter movilidad eléctrica Ebro**  es mucho más que un medio de transporte: es una herramienta que promueve la independencia y mejora la calidad de vida de sus usuarios. Su diseño pensado en la seguridad y la comodidad lo convierten en una excelente opción para aquellos que valoran la independencia y la movilidad sin límites.