

## Scooter plegable de 3 ruedas Esla - Esla



### Explora el Mundo con Comodidad: Scooter plegable de 3 ruedas Esla, Tu Compañero de Viaje Ideal

Descubre cómo el Scooter plegable de 3 ruedas Esla transforma tus desplazamientos diarios y aventuras de viaje. Diseñado meticulosamente para ofrecer libertad y autonomía, este scooter es perfecto tanto para el entorno urbano como para llevarlo en cualquier medio de transporte. Con el scooter Esla, la movilidad reducida ya no es un obstáculo para disfrutar de la vida al máximo.

### Características Innovadoras que Definen al Scooter plegable de 3 ruedas Esla

No es sólo un scooter, es una revolución en la movilidad personal. Su sistema de plegado manual permite que se transforme rápidamente en un formato compacto, fácil de manejar y almacenar. Con un peso de solo 28 kg incluyendo baterías y unas dimensiones reducidas cuando está plegado, este scooter se convierte en la opción ideal para guardarlo en el maletero del coche o llevarlo en avión sin complicaciones.

### Desempeño y Durabilidad para Tu Independencia

El motor de 350W del Scooter Esla ofrece una potente respuesta, mientras que su batería de 48V / 5.2 ah asegura una autonomía de hasta 25 km con una sola carga. Además, su capacidad de carga máxima de 100 kg y su velocidad máxima de 8 km/h te permiten moverte con seguridad y estabilidad. Su diseño robusto, junto con ruedas sólidas amortiguadas, proporciona una conducción

suave incluso en superficies irregulares.

## Especificaciones detalladas del Scooter plegable de 3 ruedas Esla

| Características                      | Datos                    |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Marca                                | ApoloMobility            |
| Modelo                               | Esla                     |
| Tipo de Plegado                      | Manual                   |
| Dimensiones Plegado (L x An x Al)    | 40 cm x 43 cm x 70 cm    |
| Dimensiones Desplegado (L x An x Al) | 125 cm x 58.5 cm x 95 cm |
| Peso sin baterías                    | 26 kg                    |
| Peso con baterías                    | 28 kg                    |
| Tamaño de la rueda delantera         | 203 mm (8?)              |
| Tamaño de las ruedas traseras        | 228 mm (9?)              |
| Potencia Motor                       | 350 W                    |
| Capacidad de la batería              | 48V / 5.2 ah             |
| Tiempo de carga de la batería        | 4 horas                  |
| Autonomía máxima de conducción       | 25 km                    |
| Capacidad máxima de carga            | 100 kg                   |
| Velocidad máxima                     | 8 km/h                   |
| Ángulo pendiente máximo              | 12°                      |

## Conclusión: Una Inversión en Tu Movilidad y Calidad de Vida

El scooter eléctrico plegable Esla es mucho más que un simple vehículo; es una inversión en tu independencia y bienestar. Su diseño intuitivo y características de alta tecnología aseguran que cada viaje sea cómodo, seguro y agradable. Escoge el scooter Esla y redescubre el placer de moverte libremente, sin barreras.