

## Scooter VISTA con suspensión de 35Ah - SM7-VISTA



### Características Excepcionales del Scooter VISTA con suspensión de 35Ah

El **Scooter VISTA con suspensión de 35Ah** redefine la movilidad con su diseño avanzado y funcionalidades de alta gama. Este scooter no solo es desmontable en seis partes en segundos, sino que también cuenta con suspensión independiente tanto en las ruedas delanteras como traseras, ofreciendo un manejo suave y cómodo en diversos terrenos.

### Beneficios que aporta a la Salud

La conducción del **Scooter VISTA con suspensión de 35Ah** es extremadamente cómoda gracias a su sistema de suspensión, que minimiza los impactos en terrenos irregulares, contribuyendo a una menor fatiga y mejorando la experiencia general de movilidad, especialmente beneficiosa para usuarios con condiciones de movilidad restringida o dolencias articulares.

### Indicaciones de Uso

El **Scooter VISTA de 35Ah** está indicado para mejorar la movilidad en personas que enfrentan dificultades para caminar o mantenerse de pie durante largos periodos. Su uso es ideal en espacios tanto interiores como exteriores, adaptándose a diferentes tipos de superficies.

Este scooter es especialmente útil para patologías que afectan la movilidad y la estabilidad, como la artritis, el reuma, o condiciones neuromusculares, ofreciendo una alternativa segura y cómoda para

la movilidad diaria.

## **Especificaciones Técnicas del Scooter VISTA con suspensión de 35Ah**

Característica	Datos
Longitud total	118 cm
Ancho total	58 cm
Ancho asiento	44 cm
Altura libre	8 cm
Radio de giro	150 cm
Pendiente máxima	6°
Ruedas delanteras/traseras	230 mm
Potencia motor	320 W
Baterías	2x 12V 35Ah
Autonomía	33 Km
Velocidad	7 Km/h