

Silla con inodoro sin ruedas A053 - 737963



Descubre la Comodidad y Seguridad de la Silla con Inodoro sin Ruedas A053

Introduciendo la **Silla con Inodoro sin Ruedas A053**, una solución innovadora diseñada para facilitar la vida diaria de personas con movilidad reducida. Fabricada en aluminio y acolchada para garantizar la máxima comodidad, esta silla sin ruedas no solo es funcional sino también extremadamente cómoda.

Funcionalidad y Versatilidad

Gracias a su tapa y asiento superior, la **Silla con Inodoro A053** se transforma fácilmente en una cómoda silla cuando no se usa como inodoro. Esto la hace ideal para espacios reducidos o para mantener la estética y funcionalidad del hogar.

Seguridad y Estabilidad Mejoradas

Esta silla cuenta con cuatro conteras antideslizantes en la base de sus patas, una característica esencial para prevenir deslizamientos accidentales. Además, los reposabrazos robustos facilitan el levantamiento y la incorporación del usuario, proporcionando un extra de seguridad y autonomía.

Especificaciones Técnicas de la Silla con Inodoro sin Ruedas A053

Característica	Datos
Material	Aluminio

Dimensiones del Asiento	43×45 cm
Ancho Total	53 cm
Altura Total	91 cm
Longitud Total	57 cm
Altura del Respaldo	34 cm
Rango de Altura del Asiento	45 a 60 cm
Peso de la Silla	8 kg
Peso Máximo del Usuario	125 kg

Facilidad de Mantenimiento

Una vez utilizado, el orinal se puede retirar fácilmente por la parte superior para su limpieza, lo que simplifica el mantenimiento y asegura una higiene óptima.

Elige la **Silla con Inodoro A053** para una solución práctica y segura que mejora la calidad de vida de sus usuarios. Con su diseño desmontable y fácil de limpiar, representa una excelente elección para el cuidado personal diario.