

Silla de aluminio ducha y WC - 2208



Características Excepcionales de la Silla de Aluminio Ducha y WC

Descubre la comodidad y seguridad que ofrece la Silla de Aluminio Ducha y WC, con su innovador diseño para satisfacer las necesidades de movilidad y aseo personal con eficacia. Fabricada con una robusta estructura de aluminio, esta silla garantiza durabilidad y un manejo ligero.

Diseño Innovador y Seguridad Garantizada

Su diseño multifuncional permite su uso tanto en la ducha como en el WC, haciendo de esta silla una elección versátil y práctica.

La Silla de Aluminio Ducha y WC está equipada con cuatro ruedas giratorias con sistema de bloqueo en todas ellas, proporcionando una estabilidad excepcional.

Además, los reposabrazos abatibles y los reposapiés extraíbles facilitan las transferencias laterales, mientras que el asiento y respaldo de PU Foam ofrecen un confort sin igual.

Adaptabilidad y Conveniencia

Gracias a su diseño ajustable en altura, que varía entre 54 y 58 cm del suelo al asiento, la silla se adapta perfectamente a diferentes usuarios y espacios.

La inclusión de una cubeta extraíble por su parte delantera y un cinturón de seguridad aumenta su funcionalidad, permitiendo un uso seguro y cómodo en cualquier parte del hogar.

Especificaciones Técnicas

Características	Datos
Material	Aluminio, PU Foam
Ruedas	4 ruedas giratorias, diámetro 10 cm, con bloqueo
Dimensiones del Asiento	42 x 42 cm
Altura Ajustable	54-58 cm (suelo-asiento)
Ancho Total	56 cm
Profundidad	73 cm
Peso Máximo Soportado	150 kg
Peso Neto	10 kg
Accesorios Incluidos	Cubeta, Cinturón de seguridad

Facilidad de Montaje y Transporte

La Silla de Aluminio Ducha y WC es fácil de montar sin necesidad de herramientas, y su diseño desmontable facilita su almacenamiento y transporte. Sin embargo, su construcción ligera no compromete su capacidad para soportar hasta 150 kg, asegurando que es adecuada para una amplia gama de usuarios.

Elige la Silla de Aluminio Ducha y WC para una solución eficiente y segura en el cuidado personal y la movilidad dentro de tu hogar. Su diseño pensado en la comodidad y seguridad te proporcionará tranquilidad y una mejor calidad de vida.