

Silla de ducha plegable asiento U - 22981



Características Innovadoras de la Silla de Ducha Plegable Asiento U

La **Silla de ducha plegable asiento U** es una revolución en comodidad y seguridad para el aseo personal. Diseñada para facilitar un acceso fácil y seguro, esta silla es ideal tanto para usuarios como para cuidadores. Su estructura de aluminio ligero pero resistente garantiza durabilidad y un manejo sencillo.

Ventajas de la Silla de Ducha Plegable Asiento U

El diseño ergonómico del asiento en forma de U mejora la higiene personal, permitiendo un acceso más cómodo para la limpieza. Además, los reposabrazos abatibles facilitan la transferencia del usuario, aumentando su independencia. Sin embargo, lo que realmente distingue a esta silla es su capacidad de plegado. Se almacena fácilmente, porque ocupa muy poco espacio, siendo ideal para cualquier hogar.

Especificaciones Técnicas

La **Silla de ducha plegable asiento U** ha sido construida pensando en la facilidad de uso y la comodidad. Cuenta con ruedas con frenos traseros que aseguran una movilidad segura y un frenado eficiente. Además, su montaje es tan simple que solo necesita desplegarse para estar lista para usar.

Dimensiones y Capacidad

Esta silla admite un peso máximo de 90 kg, siendo accesible para una amplia gama de usuarios. Las dimensiones generales y la altura ajustable del asiento al suelo garantizan que se adapte a las necesidades de cada usuario, proporcionando una experiencia personalizada y segura durante la ducha.

Características	Datos
Material	Aluminio, Asiento y respaldo PE
Dimensiones (Base)	45 x 50 cm
Altura Total	82 cm
Profundidad (Reposapiés cerrado/abierto)	53 cm / 60 cm
Ancho	57 cm
Ancho Interior Brazos	46 cm
Dimensiones Asiento	40 cm ancho x 36 cm hondo
Altura Respaldo	17 cm alto x 44 cm ancho
Ancho de la «U»	16 cm
Peso del Artículo	6 kg
Peso Máximo Soportado	90 kg
Diámetro de Ruedas	70 mm
Medida entre Ruedas	36 x 46 cm

En conclusión, la **Silla de ducha plegable asiento U** es una solución óptima para aquellos que buscan seguridad y confort en su rutina de aseo personal. Su diseño intuitivo y características ajustables garantizan que sea una elección excelente para el hogar. Facilita la independencia mientras proporciona el apoyo necesario, haciendo del aseo un momento seguro y relajante.