

Silla de ducha WC basculante con ruedas - 22061



Descubre la Comodidad y Seguridad con la Silla de ducha WC basculante con ruedas

La **Silla de ducha WC basculante con ruedas** es un aliado indispensable para aquellos que enfrentan desafíos de movilidad. Diseñada para ofrecer confort y facilidad de uso, esta silla no solo mejora la calidad de vida de las personas con incontinencia urinaria sino que también garantiza una experiencia segura en la ducha.

Características Únicas de la Silla de ducha WC basculante con ruedas

La estructura de aluminio de la silla asegura durabilidad y resistencia al agua. Los reposabrazos abatibles facilitan la transferencia lateral del usuario, mientras que el reposacabezas suave ajustable en altura y ángulo ofrece un soporte adicional. Además, los reposapiés son regulables en altura para adaptarse a las necesidades específicas de cada usuario.

Facilidad de Uso y Mantenimiento

Este modelo incluye una cubeta que se puede colocar directamente sobre el inodoro y se extrae fácilmente por la parte trasera para su limpieza, lo que la convierte en una opción práctica y funcional. Las ruedas de 127 mm permiten un desplazamiento suave y estable en cualquier superficie de baño.

Especificaciones Técnicas

Características	Datos
Material	Aluminio
Reposabrazos	Abatible
Reposacabezas	Ajustable en altura y ángulo
Reposapiés	Regulables en altura
Cubeta	Extraíble
Ruedas	127 mm
Dimensiones generales	54 cm ancho x 101 cm profundo
Medidas del asiento	43 cm ancho x 40 cm profundo
Altura del asiento al suelo	62 cm
Peso de la silla	14.5 kg
Peso máximo soportado	136 kg

Beneficios de la Silla de ducha WC basculante con ruedas

Optar por esta silla no solo significa elegir seguridad y comodidad, sino también independencia en las rutinas diarias. Es ideal para personas con movilidad reducida, permitiendo a los usuarios y cuidadores manejar el aseo personal de manera digna y respetuosa.

Adquiere la **Silla basculante con ruedas** y transforma la experiencia de cuidado en tu hogar, aportando bienestar y autonomía a tus seres queridos.