

Silla de ducha WC con ruedas -



Características Únicas de la Silla de Ducha WC con Ruedas

La **Silla de ducha WC con ruedas** es una solución integral para personas con movilidad reducida, ofreciendo comodidad, seguridad y autonomía durante el aseo personal. Fabricada con una robusta estructura de aluminio y un cómodo asiento de PVC, esta silla es ligera pero extremadamente duradera.

Versatilidad y Comodidad

Este modelo destaca porque puede utilizarse tanto sobre el inodoro, actuando como elevador de WC, como en cualquier otro espacio del hogar gracias a su cubeta de plástico incorporada. Las ruedas de 3 pulgadas con bloqueo en las traseras garantizan un desplazamiento suave y seguro, permitiendo su uso en múltiples entornos.

Fácil de Usar y Mantener

El diseño considerado de la **Silla de ducha WC con ruedas** incluye un asiento en forma de U que facilita la higiene íntima, y su estructura ligera de aluminio hace que sea fácil de mover y almacenar. Además, la silla es fácil de limpiar, lo que ayuda a mantener un entorno higiénico.

Especificaciones Técnicas

Características	Datos
-----------------	-------

Material	Aluminio y asiento PVC
Ruedas	4 ruedas de 3" con bloqueo en las traseras
Cubeta	Plástico
Dimensiones	Ancho: 55 cm, Profundo: 48 cm
Distancia entre reposabrazos	Interior: 45.5 cm, Exterior: 54 cm
Altura de asiento	49 cm
Peso del producto	6 kg
Peso máximo soportado	100 kg
Dimensiones del asiento	43 x 43 cm

Beneficios para el Usuario

Utilizar la **Silla de ducha WC** no solo mejora la calidad de vida de las personas con necesidades especiales, sino que también proporciona un entorno seguro y confortable para el cuidado personal. Ideal para personas que sufren de incontinencia o quienes necesitan asistencia adicional en el baño.

Descubre cómo la **Silla de ducha WC con ruedas** puede transformar la experiencia de aseo en casa, proporcionando dignidad y autonomía a sus usuarios.