

## Silla de ducha y WC AD542 -



### Explora la Comodidad y Seguridad con la Silla para Ducha y WC AD542

La Silla para Ducha y WC AD542 es la elección perfecta para asegurar una experiencia segura y confortable durante el aseo personal. Fabricada en aluminio resistente y ligero, esta silla ofrece una solución económica sin comprometer la calidad. Además, su diseño bien pensado se adapta perfectamente sobre la mayoría de los inodoros, facilitando su uso diario.

#### Características Principales

Con un asiento blando que alcanza una altura de 48 cm, la Silla para Ducha y WC AD542 permite un acceso fácil y cómodo. Su estructura en aluminio no solo garantiza durabilidad, sino que también la hace extremadamente ligera, facilitando su manejo y transporte dentro del hogar.

#### Especificaciones Técnicas

| Características     | Datos |
|---------------------|-------|
| Modelo              | AD542 |
| Ancho del asiento   | 39 cm |
| Fondo del asiento   | 42 cm |
| Alto del asiento    | 54 cm |
| Ancho total         | 60 cm |
| Altura del respaldo | 35 cm |
| Fondo total         | 60 cm |

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Alto total         | 88 cm |
| Ancho entre brazos | 47 cm |

### Beneficios de la Silla para Ducha y WC AD542

Esta silla no solo mejora la independencia de los usuarios, sino que también proporciona una seguridad vital en el baño, un lugar común para accidentes en el hogar. Su diseño permite que se coloque directamente sobre la mayoría de los inodoros, facilitando su uso sin necesidad de modificaciones complicadas en el baño.

### Accesorios y Opciones Disponibles

Además de sus características estándar, puede ser personalizada con una variedad de accesorios, incluyendo ruedas de diferentes tamaños y soportes adicionales, para adaptarse mejor a las necesidades específicas de cada usuario.

Descubra cómo puede hacer su vida más fácil y segura. Una inversión inteligente en su bienestar y autonomía personal.