

Silla de ducha y WC AD542U -



Características Clave de la Silla para Ducha y WC con Asiento en U AD542U

Descubre la funcionalidad y comodidad de la **Silla para Ducha y WC con Asiento en U AD542U**, diseñada específicamente para personas con movilidad reducida. Esta silla es una solución integral porque facilita tanto la higiene personal como el uso del WC.

Diseño Innovador y Materiales de Alta Calidad

Fabricada en aluminio totalmente inoxidable, la silla AD542U es no sólo ligera sino también extremadamente duradera y resistente a la corrosión. Su diseño ligero facilita la maniobrabilidad, lo cual es esencial en espacios reducidos típicos de baños y zonas de aseo.

Confort y Funcionalidad

El asiento en forma de U está especialmente diseñado para mejorar el acceso y facilitar las labores de higiene personal. Adicionalmente, su material blando y de tacto cálido aumenta el confort durante su uso prolongado.

Especificaciones Técnicas de la Silla de ducha y WC AD542U

Características	Datos
Modelo	AD542U
Ancho del asiento	46 cm

Fondo del asiento	41 cm
Alto del asiento	55 cm
Ancho total	55 cm
Altura del respaldo	45 cm
Fondo total	64 cm
Alto total	98 cm

Accesorios Incluidos

Para una mayor comodidad y adaptabilidad, la silla AD542U viene equipada con una cubeta orinal removible, lo que facilita su uso directamente sobre el inodoro y permite una limpieza fácil y rápida.

Opta por la Silla para Ducha y WC con Asiento en U AD542U para garantizar seguridad, comodidad y autonomía en tu vida diaria o la de tus seres queridos. Esta silla no sólo es práctica y funcional sino que también ofrece una solución económica para las necesidades de aseo en situaciones de movilidad reducida.