

Silla de ducha-WC plegable OASIS - HE300



Silla de ducha-WC plegable OASIS HE300

Silla de ducha-WC plegable OASIS es totalmente inoxidable y fabricada en aluminio muy ligero, esta silla plegable es fácil de transportar y guardar cuando no está en uso. Esto la hace especialmente práctica tanto para instituciones como para domicilios.

PLEGABLE

Se pliega fácilmente y esto representa una gran ventaja para su transporte y almacenaje en residencias y otras instituciones sanitarias. También es perfecta para guardarla en el hogar cuando no está en uso.

COMODIDAD

Asiento y respaldos blandos, cómodos y cálidos al tacto, proporcionando una experiencia agradable durante su uso.

Silla de ducha-WC plegable OASIS FÁCILITA LA HIGIENE PERSONAL

También incluye una cubeta orinal de serie que puede colocarse directamente sobre el inodoro, una causa de que las ruedas delanteras tengan frenos, mientras que las traseras, más grandes de \varnothing 300 mm, aseguran una gran maniobrabilidad. Esto permite al cuidador desplazar la silla con un

mínimo de esfuerzo, una ventaja significativa en situaciones diarias.

Adquiere la **Silla de ducha y WC** y transforma la rutina de cuidado en una experiencia más digna y confortable para tus seres queridos o pacientes. Porque entender las necesidades es nuestra prioridad, ofrecemos no solo un producto, sino una solución completa.

Diseñada para facilitar la vida diaria de personas con movilidad reducida. Este innovador producto combina la practicidad de una silla de ducha con la funcionalidad de un WC, todo en una estructura ligera y fácilmente plegable, perfecta para ahorrar espacio y para viajes. Fabricada con materiales de alta calidad, garantiza durabilidad y resistencia al agua. Sus ruedas con frenos aseguran una movilidad segura dentro y fuera del baño, mientras que su diseño ergonómico ofrece máximo confort durante su uso. Ideal para el hogar o instalaciones sanitarias.

Características Clave de la Silla de ducha-WC plegable OASIS

La **Silla de ducha-WC plegable OASIS** es un producto esencial para aquellos que buscan confort y practicidad en el cuidado personal. Fabricada en aluminio totalmente inoxidable, esta silla no solo es ligera sino también extremadamente durable. Su diseño plegable facilita tanto el transporte como el almacenamiento, lo que la hace ideal para su uso en hospitales y hogares.

Comodidad y Facilidad de Uso

Con un asiento y respaldos diseñados para ofrecer la máxima comodidad, la **Silla de ducha-WC plegable OASIS** es cálida al tacto y brinda una experiencia confortable. La silla incluye una cubeta orinal de serie y puede colocarse directamente sobre el inodoro, facilitando así la higiene personal. Además, el asiento en U permite un fácil acceso para la higiene íntima.

Seguridad y Manejabilidad

La seguridad es primordial en la **Silla de ducha-WC OASIS**. Equipada con frenos en las ruedas delanteras y grandes ruedas traseras de \varnothing 300 mm, esta silla ofrece estabilidad y es fácil de maniobrar sin requerir gran esfuerzo por parte del cuidador.

Especificaciones Técnicas

| Características | Datos |
|-----------------------------|--------|
| Ancho total | 60 cm |
| Ancho asiento | 48 cm |
| Longitud total | 94 cm |
| Altura total | 92 cm |
| Ancho bajo asiento | 42 cm |
| Alto bajo asiento | 43 cm |
| Ruedas traseras | 12" |
| Ruedas delanteras con freno | Sí |
| Peso | 9 kg |
| Peso máximo que soporta | 125 kg |

La **Silla de ducha-WC plegable OASIS** representa una solución óptima para la movilidad y la higiene diaria de personas con necesidades especiales. Su diseño inteligente y funcionalidades de seguridad garantizan una experiencia segura y cómoda para usuarios y cuidadores por igual.